

PORTFOLIO DE LENTILLES

Cliquez sur les noms ci-dessous pour voir les prix et les détails de l'amélioration.

Décembre 2025

Simple vision

Eyezen® Start™

Conventionnel

Eyezen® +

Solaire: SunFit™ & SunFocus™

Eyezen® Kids

Solaire: identique à Clair

Numérique (DTS)

Stellest®

Autres lentilles

Slab Off

Wrap

Améliorations

Transitions®

Crizal®

Références

Plages de puissance des lentilles

Plages de puissance des montures

Anglais (English Price Card)

Multifocal

Varilux® XR™ Track Fit

Varilux® Immersia™

Solaire: SunFit™ & SunFocus™

Bifocal

Solaire: Bifocal

Varilux® Physio® extensee™ Track Fit

Ordinateur

Solaire: identique à Clair

Trifocal

Solaire: Trifocal

Varilux® XR™ Fit

Premium progressif

Varilux® Comfort Max™ Fit



Lentilles Ray-Ban® authentiques

SV Clair

PG Clair

Solaire: SV +
PG

Sans ordonnance
Meta Lentilles



Lentilles Oakley® authentiques

Clair

Sans ordonnance
Meta Lentilles

Solaire



Lentilles Costa Del Mar® authentiques

Solaire



Lentilles Maui Jim® authentiques

Solaire



Coups de cœur dans Ciao ! Optical

Simple vision		
Clair	Photochromique	Solaire
Eyezen® Start™ Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 436,35 \$	Eyezen® Start™ Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 594,20 \$	Eyezen® Start™ Polarisé Gris Crizal® SunShield Polycarbonate 614,20 \$
Eyezen®+2 Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 436,35 \$	Eyezen® Start™ Transitions® XTRActive® Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 611,80 \$	Eyezen® SunFit™ Polarisé Gris Crizal® SunShield Polycarbonate 506,25 \$
DST Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 364,55 \$	DST Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 522,40 \$	SunFocus™ Gris polarisé avec AR Premium Add on Polycarbonate 425,25 \$
Ray-Ban® Authentic Eyezen® Start™ Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 466,35 \$	Ray-Ban® Authentic Eyezen® Start™ Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 624, 20 \$	Ray-Ban® Authentic Polarisé G-15 Polycarbonate 364,50 \$
DST Clear Crizal® Sapphire™ HR Hi-Index 1.67 465,80 \$	DST Transitions® XTRActive® Polarisé™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 654,75 \$	Oakley® Authentic PRIZM™ Polarisé Noir Polycarbonate 572,35 \$

Progressif		
Clair	Photochromique	Solaire
Varilux® XR Fit™ Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1006,00 \$	Varilux® XR Fit™ Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1 103,10 \$	Varilux® XR Fit™ Polarisé Gris Crizal® SunShield Polycarbonate 965,25 \$
Varilux® Physio® extensee™ Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1,049,50 \$	Varilux® Physio® extensee™ Transitions® XTRActive® Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1,164,20 \$	Varilux® SunFit™ Polarisé Solid Gris Crizal® SunShield Polycarbonate 904,50 \$
Varilux® Immersia™ Mid Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 704,75 \$	Varilux® Comfort Max Fit Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 863,05 \$	SunFocus™ Polarisé Solid Gris Face arrière antireflet Polycarbonate 699,93 \$
Varilux® Immersia™ Room Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 704,75 \$	Ray-Ban® Authentic Varilux® XR Fit™ Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1,133,10 \$	Ray-Ban® Authentic Polarisé G-15 Polycarbonate 506,20 \$
Ray-Ban® Authentic Varilux® XR Fit™ Filtre bleu Crizal® Sapphire™ HR Polycarbonate 1 107,25 \$	Varilux® XR Fit™ Transitions® GEN S™ Gris Crizal® Sapphire™ HR Hi-Index 1.67 1204,35 \$	Oakley® Authentic PRIZM™ Polarisé Noir Polycarbonate 707,35 \$

Simple vision



TeamVision
PORTFOLIO DE LENTILLES

Cliquez sur les noms ci-dessous pour voir les prix et les détails de l'amélioration.



Eyezen®
Start™

Eyezen.®+

Eyezen®
Kids

Numérique (DST)

Conventionnel

Solaire

Eyezen®
Start™

La nouvelle génération de verres unifocaux pour répondre aux besoins des modes de vie connectés d'aujourd'hui.

Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


[Plages de puissance
des lentilles](#)

RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT						
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	436,35 \$	436,35 \$	422,85 \$	389,45 \$	---	---
Hi-Index 1,67	537,60 \$	537,60 \$	524,10 \$	490,70 \$	---	---
Hi-Index 1,74	638,80 \$	638,80 \$	625,30 \$	591,90 \$	---	---
Plastique	375,60 \$	375,60 \$	362,10 \$	328,70 \$	---	---
● Transitions®TGEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized -Nondisponible dans ce						
Blue Light Filter + 0 \$ (Déjà intégré dans la conception d'Eyezen)						



Avantages des lentilles Eyezen® Start™

Les lentilles Eyezen® Start™ ont deux points d'optimisation qui élargissent la zone de vision claire de la lentille. Comprend la W.A.V.E. TECHNOLOGY™ qui réduit considérablement les aberrations dans la lentille pour offrir une vision plus nette et plus vivante.



Meilleure acuité visuelle –
vision optimale dans toutes
les directions du regard¹



Amélioration
du contraste²



Des yeux détendus jour
après jour grâce à sa
technologie exclusive²



Filtre avancé : filtrage
de la lumière bleue
et violette³

Pourquoi choisir les lentilles Eyezen® Start™ ?

3

porteurs sur 4 bénéficient
d'une vision détendue
jour après jour¹

9

porteurs sur 10 satisfaits de leur
vision de loin ou de près¹

Ray-Ban

Disponible avec des verres Ray-Ban®
authentiques moyennant un supplément 30 \$

1. Eyezen® in-Life consumer studies – 3rd Independent parties – [Eyezen® Start (Rx) – 2018 – FR – n=49 / Eyezen® Start (Stock) – 2020 – FR – n=52].
2. Comparé aux lentilles unifocales ordinaires. Etudes consommateurs Eyezen® in-Life – 3rd Independent parties – [Eyezen® Start (Rx) – 2018 – FR – n=49 / Eyezen® Start (Stock) – 2020 – FR – n=52].
3. La lumière bleue-violette se situe entre 400 et 455 nm, comme l'indique la norme ISO TR 20772:2018.

Eyezen®+

Le meilleur allié d'Eyezen® pour soutenir les efforts de concentration des yeux.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de puissance des lentilles

	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	436,35 \$	436,35 \$	422,85 \$	389,45 \$	---	---
Hi-Index 1,67	537,60 \$	537,60 \$	524,10 \$	490,70 \$	---	---
Hi-Index 1,74	638,80 \$	638,80 \$	625,30 \$	591,90 \$	---	---
Plastique	375,60 \$	375,60 \$	362,10 \$	328,70 \$	---	---
● Transitions® GEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 0 \$ (Déjà intégré dans la conception d'Eyezen)						



Avantages des lentilles Eyezen®+

Les lentilles Eyezen®+ comprennent un boost (0,3, 0,6, 0,85 et 1 respectivement) situé dans le bas de la lentille qui permet de soulager la fatigue oculaire du porteur et d'améliorer la posture naturelle lors de l'utilisation d'appareils numériques.



Réduction de la fatigue visuelle. Aidez vos yeux à se concentrer pour réduire la fatigue visuelle.1



Amélioration du contraste2



Amélioration de la lisibilité des petits caractères2



Filtre avancé : filtrage de la lumière bleue-violette3

Pourquoi choisir les lentilles Eyezen®+ ?

84 %

des porteurs ressentent une réduction de la fatigue1

92 %

des porteurs satisfaits3

Ray-Ban

Disponible avec des verres Ray-Ban® authentiques moyennant un supplément 30 \$

1. Comparé à des verres unifocaux classiques Etudes consommateurs Eyezen® in-Life - 3rd Independent parties - [Eyezen®+ Crizal® Previncia - 2015 - FR- n=76 / Eyezen®+ EPS - 2016 - FR - n=51].
2. La lumière bleue-violette se situe entre 400 et 455 nm, comme l'indique la norme ISO TR 20772:2018.
3. Eyezen® in-Life consumer studies - 3rd Independent parties - [Eyezen®+ Crizal® Previncia - 2015 - FR- n=76 / Eyezen®+ EPS - 2016 - FR - n=51].

Eyezen® Kids

Verres unifocaux spécialement conçus pour les enfants de 6 à 12 ans.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de puissance des lentilles

	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	394,80 \$	394,80 \$	381,30 \$	347,90 \$	---	---
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	---	---
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 0 \$ (Déjà intégré dans la conception d'Eyezen)						



Avantages des lentilles Eyezen® Kids

Eyezen® Kids est une lentille spécialement conçue pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Cette lentille unifocale améliorée tient compte des besoins spécifiques des enfants et leur offre une zone de vision plus large dans une lentille plus confortable.

Pourquoi choisir les lentilles Eyezen® Kids ?

Traits du visage – Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les traits de son visage et la forme de son nez continuent de se développer et influencent la façon dont la monture s'adapte à son visage.

Direction du regard – Les enfants font bouger leurs yeux et voient à travers toutes les parties du cristallin, plutôt qu'à travers la zone centrale.

Distance de l'objet – Les bras des enfants sont plus courts, leur distance de lecture est donc plus courte que celle des adultes.

Numérique (DST)

Fabriqué numériquement et optimisé avec les mesures personnelles de la monture.



	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevenica® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	364,55 \$	425,30 \$	351,05 \$	317,65 \$	336,55 \$	206,55 \$
Hi-Index 1,67	465,80 \$	526,55 \$	452,30 \$	418,90 \$	437,80 \$	307,80 \$
Hi-Index 1,74	567,00 \$	627,75 \$	553,50 \$	520,10 \$	539,00 \$	---
Plastique	303,80 \$	364,55 \$	290,30 \$	256,90 \$	275,80 \$	145,80 \$
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ + 290,20 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Prevenica® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Avantages des lentilles à technologie numérique de surface (DST)

Les lentilles numériques sont des lentilles optiques qui ont été modifiées numériquement afin d’améliorer considérablement la clarté par rapport aux lentilles standard :

- Qualité d’image plus nette
- Amélioration de la vision périphérique
- Contraste amélioré

Conventionnel (Spheric/Aspheric)

Vision claire et confortable.



	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	---	---	---	---	292,00 \$ ¹	162,00 \$ ²
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	393,25 \$ ¹	263,25 \$ ¹
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	494,45 \$ ¹	---
Plastique	---	---	---	---	231,25 \$	101,25 \$
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized + 290,20 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
Blue Light Filter + 60,75 \$						



1. L'objectif n'est disponible qu'en version asphérique
2. Lentille disponible en version asphérique et sphérique
3. Lentilles en polycarbonate à lumière bleue disponibles uniquement en version asphérique

SunFit™ & SunFocus™ Lentilles


[Plages de puissance
des lentilles](#)

		EyeZen SunFit™ (DST)		SunFocus™	
Sun Feature:		Polarisé CZ Sunshield	Non-Polarisé CZ Sunshield	Lunettes de soleil polarisées SunMatch avec traitement antireflet	SunMatch non polarisé avec traitement antireflet
Polycarbonate	Solid	506,25 \$	425,25 \$	452,25 \$	371,25 \$
	Gradient	513,00 \$	432,00 \$	459,00 \$	378,00 \$
	Mirror	627,70 \$	546,70 \$	573,70 \$	492,70 \$
Hi-Index 1.67	Solid	607,50 \$	526,50 \$	553,50 \$	472,50 \$
	Gradient	614,25 \$	533,25 \$	560,25 \$	479,25 \$
	Mirror	728,95 \$	647,95 \$	674,95 \$	593,95 \$
Plastique	Solid	445,50 \$	364,50 \$	391,50 \$	310,50 \$
	Gradient	452,25 \$	371,25 \$	398,25 \$	317,25 \$
	Mirror	566,95 \$	485,95 \$	512,95 \$	431,95 \$



 **Eyezen® SunFit™** La lentille par rapport à une lentille sphérique unifocale Essilor montre une amélioration de la zone de contraste élevé :

- + 20 % pour les distances lointaines*
- + 15 % pour les distances proches*

 **PROTECTION**
protection contre le soleil et les rayons UV

 **STYLE ET ESTHÉTIQUE**
est une condition préalable pour les lunettes de soleil ; les consommateurs recherchent des montures à la mode/tendance.

 **VISION**
voir aussi clairement que possible à l'extérieur, mieux pratiquer (sports et activités)

* Amélioration moyenne du contraste dans deux configurations de diamètre pupillaire (3,22 mm et 2,25 mm) et dans une gamme d'amétropie (myopie, emmétropie et hypermétropie).

[Cliquez ici pour voir les options de couleurs de lentilles](#)

Soleil : identique à « Clair »



Plages de puissance
des lentilles

Sun Feature:		Eyezen® Start™	Conventional	
		Crizal® SunShield	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Tintable Solid	N/A	N/A	195,00 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	202,50 \$
	Solid Polarized	614,20 \$	N/A	276,75 \$
	Gradient Polarized	N/A	391,50 \$	N/A
	Mirror Polarized	735,65 \$	512,95 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid Polarized	715.45 \$	492,75 \$	378,00 \$
	Mirror Polarized	836,90 \$	614,20 \$	N/A
Plastic	Tintable Solid	N/A	N/A	135,00 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	141,75 \$




Conventional and Digital Plastic:



Conventional Polycarbonate:



Conventional Polarized Solid:



Conventional Polarized Gradient:

- Blue to Grey Gradient
- Brown Gradient
- Brown Grey Gradient

Conventional Mirror add-on for Solid or Gradient Polarized lenses:





Varilux®
XR track

Varilux®
Physio® extensee™ Track

Varilux®
XR series™

Varilux®
Comfort Max Fit

Varilux®
Immersia™

Progressif
premium

Ordinateur
progressif
premium

Solaire

Varilux®
XR Track Fit™

Personnalisation du comportement des personnes malvoyantes.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.



RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT						
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	1 045,75 \$	1 106,50 \$	1 032,25 \$	---	---	---
Hi-Index 1,67	1 147,00 \$	1 207,75 \$	1 133,50 \$	---	---	---
Hi-Index 1,74	1 248,20 \$	1 308,95 \$	1 234,70 \$	---	---	---
Plastique	985,00 \$	1 045,75 \$	971,50 \$	---	---	---
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Prevencia® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Avantages des verres Varilux® XR Track Fit™

L'intelligence artificielle comportementale et la mesure individuelle du patient en sont les moteurs, les verres de piste Varilux® XR transforment le profil de comportement visuel prédictif en un profil personnalisé. Au-delà de l'ajustement de la position et de la zone verticale de la zone de vision de près, les verres à pistes Varilux® XR étend également la largeur de la vision de près en fonction du comportement du patient.


Confort durable en vision de près³


Vision nette instantanée, même en mouvement⁴


Des transitions fluides entre le proche et le lointain


Champ de vision large

Pourquoi choisir les verres Varilux® XR Track Fit™?

jusqu'à
89 %

ont conservé une vision confortable de près pendant une tâche de longue durée¹

+25 %

de largeur de vision de près selon les besoins du patient, pour un confort durable en vision de près²

1. © Essilor – Varilux® XR series – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 porteurs de verres progressifs ; 65/73).
2. Simulations internes de R&D – 2022 – en fonction du comportement du patient – L'extension de la zone de vision de près est basée sur le besoin du patient/les résultats du test de comportement de vision de près.
3. Essilor International – Varilux® XR series™ lens – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 porteurs de verres progressifs).
4. Etude consommateurs Eurosyn 2022 France.

Varilux®
Physio® extensee™ Track

Personnalisation du comportement des personnes malvoyantes.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de puissance des lentilles

RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT						
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	988,75 \$	N/A	975,25 \$	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	1,090,00 \$	N/A	1,076,50 \$	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	1,191,20 \$	N/A	1,177,70 \$	N/A	N/A	N/A
Plastique	928,00 \$	N/A	914,50 \$	N/A	N/A	N/A
ENHANCEMENTS:						
Transitions® GEN S+ 157,85 \$ <i>(1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)</i>						
Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ <i>(à l'exclusion de 1,74 & 1.50)</i>						
Transitions® XTRActive® Polarized <i>(Non disponible dans ce modèle)</i>						
Blue Light Filter + 60,75 \$						



Avantages de Varilux® Physio® extensee™ Suivre



Le verre progressif qui anticipe les variations de la taille de votre pupille tout au long de la journée. Grâce à l'intelligence artificielle et à la dynamique pupillaire, les verres Varilux® Physio® extensee™ optimisent leur conception en fonction des variations de la taille de la pupille, offrant ainsi une vision intense quelle que soit la luminosité.


Netteté visuelle et contraste accrus, même dans des conditions de faible luminosité


Large champ de vision


Haute qualité de vision de près


Transitions fluides

Pourquoi choisir les verres Varilux® Physio® extensee™ Track ?

84%

Adapté dès le premier jour*

92%

Confiant dans des conditions de faible luminosité*

*Varilux® Physio® extensee™ – in-real life consumer study - Eurosyn – 2024 – France (n=79 progressive lens wearers [75/79])

Varilux®
XR Fit™

Le premier verre progressif à réponse oculaire¹.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.



RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT						
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	945,25 \$	1 006,00 \$	931,75 \$	---	---	---
Hi-Index 1,67	1 046,50 \$	1 107,25 \$	1 033,00 \$	---	---	---
Hi-Index 1,74	1 147,70 \$	1 208,45 \$	1 134,20 \$	---	---	---
Plastique	884,50 \$	945,25 \$	871,00 \$	---	---	---
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Prevencia® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Avantages des verres Varilux® XR Fit

Le mouvement des yeux est multidirectionnel, mais un verre progressif standard est conçu pour soutenir mouvement linéaire des yeux, ce qui peut rendre difficile le changement rapide de la mise au point par les yeux. Le verre Varilux® XR series™ réagit à la façon dont vos yeux bougent réellement, vous offrant ainsi une expérience visuelle plus naturelle. Le verre a été développé avec une intelligence artificielle, en utilisant 1 million de points de données des porteurs de lunettes, afin de pouvoir prédire le comportement visuel de chacun.


Une posture naturelle en toutes circonstances


Vision stabilisée dans les situations les plus exigeantes


Acuité visuelle élevée, même dans des conditions de faible luminosité


Champ de vision panoramique

Pourquoi choisir les lentilles Varilux® XR Fit™ ?

95 %
adaptés dès le premier jour²

95 %
e sont sentis confiants ou très confiants en mouvement³

90 %
de netteté instantanée perçue à toutes les distances, même en mouvement⁴



Disponible avec des verres Ray-Ban® authentiques moyennant un supplément 30 \$

1. Eye-responsive defined as the consideration of two parameters in the design of the progressive lens: prescription & visual behavior.
2. ©Essilor -Varilux® XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 69/73).
3. ©Essilor -Varilux® XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 69/75). In motion is defined as driving, walking, and biking.
4. ©Essilor -Varilux® XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 66/73).

Varilux® Comfort Max Fit

Améliorer la vision de près tout en augmentant la netteté.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de puissance des lentilles

	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	705,20 \$	765,95 \$	691,70 \$	658,30 \$	---	---
Hi-Index 1,67	806,45 \$	867,20 \$	792,95 \$	759,55 \$	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	644,45 \$	705,20 \$	630,95 \$	597,55 \$	---	---
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Previncia® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Avantages des lentilles Varilux® Comfort Max Fit

Soutenus par la technologie innovante Flex Optim, les verres Varilux® Comfort Max sont conçus pour maximiser la gamme de directions et de postures du regard tout en assurant un confort de vision tout au long de la journée.


Correction de la vision
de près et de loin


Mise au
point nette


Confort postural


Netteté en cas de
faible luminosité

Pourquoi choisir les lentilles Varilux® Comfort Max Fit ?

8/10

porteurs ont évalué Varilux®
Comfort Max comme des
lentilles faciles à adapter ¹³

9/10

porteurs veulent continuer
à les porter ^{3 4}

Ray-Ban

Disponible avec des verres Ray-Ban®
authentiques moyennant un supplément 30 \$

1. Lentilles Varilux® Comfort Max – Étude de consommation en vie – Eurosyn – FRANCE – 2019 (n=53).
2. Porteurs ayant répondu de "Assez facile" à "Très facile" – échelle de 6 points sur "Adaptation".
3. Lentilles Varilux® Comfort Max – Étude de consommation en cours de vie – Eurosyn – FRANCE – 2019 (n=53).
4. Les porteurs qui ont répondu "Oui" – échelle Oui / Non sur "veulent continuer à porter Comfort Max".

Varilux®
Immersia™

Le premier verre progressif à réponse oculaire¹.
Mesures numériques personnalisées avec l'Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de
puissance des
lentilles

RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT						
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Previncia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	644,00 \$	704,75 \$	630,50 \$	597,10 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	745,25 \$	806,00 \$	731,75 \$	598,35 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastique	583,25 \$	644,00 \$	569,75 \$	536,35 \$	N/A	N/A
ENHANCEMENTS:						
● Transitions® GEN S+ 157,85 \$ (à l'exclusion de 1,74)						
● Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)						
● Transitions® XTRActive® Polarized (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Previncia® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Varilux®
Immersia™ pièce

Vision jusqu'à
3 mètres

OR

Varilux®
Immersia™ milieu

Vision jusqu'à
1,5 mètre

Avantages des verres Varilux® Immersia™

Un nouveau design défini par trois points de référence, correspondant aux distances de vision les plus utilisées dans notre environnement immédiat (1). Cela permet d'élargir le champ de vision lors des activités de proximité et numériques et contribue à réduire la fatigue oculaire liée à l'utilisation d'écrans (2)


Distance du
smartphone - Zone de
vision de près


Distance de travail - La zone
située directement devant vous


Distance conversationnelle
- Distance maximale fiable
pour une interaction en
personne

Pourquoi choisir les verres Varilux® Immersia™?

72%

Le temps passé par les
presbytes dans la zone
proche/intermédiairezone

35%

Zone de vision de près plus
large par rapport à un verre
progressif standard

1. Ribeiro F, Ferreira TB, Silva D, Matos AC, Gaspar S, Piñero DP. Analysis of Daily Visual Habits in a Presbyopic Population. J Ophthalmol. 2023Apr 8;2023:6440954. doi: 10.1155/2023/6440954.
2. Sánchez-Brau M, Domenech-Amigot B, Brocal-Fernández F, Seguí-Crespo M. Computer vision syndrome in presbyopic digital device workers and progressive lens design. Ophthalmic Physiol Opt. 2021 Jul;41(4):922-931. doi: 10.1111/opo.12832. Epub 2021 May 4. PMID: 33945635 Computer vision syndrome (Digital Eye Strain) is reduced in presbyopic desktop computer workers wearing occupational lenses, especially in emmetropes.

Premium progressif

Fabriqué numériquement et optimisé avec les mesures de la monture.



	RECOMMANDÉ PAR LE MÉDECIN, PRÉFÉRÉ PAR LE PATIENT					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	---	---	---	---	501,25 \$	371,25 \$
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	602,50 \$	472,50 \$
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	440,50 \$	310,50 \$
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (1,74 TGNS uniquement Gris + Marron disponible)						
● Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)						
Blue Light Filter + 60,75 \$						



Ordinateur progressif premium

Vision claire et confortable.



	SHAMIR COMPUTER™ ET WORKSPACE™		ORDINATEUR PROGRESSIF PREMIUM	
	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	616,00 \$	486,00 \$	580,75 \$	450,75 \$
Hi-Index 1,67	717,25 \$	587,25 \$	682,00 \$	552,00 \$
Plastique	555,25 \$	425,25 \$	520,00 \$	390,00 \$
AMÉLIORATIONS :				
☐ Transitions® GEN S™ (Non disponible dans ce modèle)				
☐ Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)				
☐ Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)				
Blue Light Filter + 60,75 \$				



Lentilles Shamir Computer™



Les verres avancés Shamir Computer™ offrent une expérience visuelle et ergonomique optimale pour le travail prolongé devant des écrans.

Jusqu'à 1.5 mètres  

Shamir Workspace™ lenses



Les verres avancés Shamir Workspace™ offrent une expérience visuelle et ergonomique optimale pour les environnements de bureau à mi-distance et en vision de près.

Jusqu'à 3 mètres   

Premium Computer lenses



Le verre d'ordinateur Essilor offre une large zone intermédiaire claire pour voir l'ensemble de l'écran ou tout autre objet intermédiaire. Avec une large zone de proximité et une petite distance réelle claire, le verre permet au porteur de voir aussi bien de près que de l'autre côté de la pièce.

Jusqu'à 3 mètres   

Remarque : tous les verres progressifs pour ordinateur sont commandés comme des verres progressifs classiques ; le laboratoire se charge de la conversion.

SunFit™ & SunFocus™ Lentilles



		Varilux® SunFit™		SunFocus™		Premium	
		Polarized Crizal® SunShield	Non-Polarized Crizal® SunShield	Polarized Sun Match Anti-Reflective	Non-Polarized Sun Match Anti-Reflective	Polarized Premium Backside Anti-Reflective	Polarized Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Solid	904,50 \$	823,50 \$	699,93 \$	618,93 \$	573,70 \$	458,95 \$
	Gradient	911,25 \$	830,25 \$	706,68 \$	625,68 \$	N/A	N/A
	Mirror	1025,95 \$	944,95 \$	821,38 \$	740,38	694,15 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid	1005,75 \$	924,75 \$	801,18 \$	720,18 \$	674,95 \$	560,20 \$
	Gradient	1012,50 \$	931,50 \$	807,93 \$	726,93 \$	N/A	N/A
	Mirror	1127,20 \$	1046,20 \$	922,63 \$	841,63 \$	796,40 \$	N/A
Plastique	Solid	843,75 \$	762,75 \$	639,18 \$	558,18 \$	N/A	N/A
	Gradient	850,50 \$	769,50 \$	645,93 \$	564,93 \$	N/A	N/A
	Mirror	965,20 \$	884,20 \$	760,63 \$	679,63 \$	N/A	N/A



VS.



[Cliquez ici pour voir les options de couleurs de lentilles](#)

Soleil : identique à « Clair »



		Varilux® XR Track Fit™	Varilux® XR Fit™	Varilux® Comfort Max Fit	Premium	
Sun Feature:		Crizal® SunShield	Crizal® SunShield	Crizal® SunShield	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Solid Polarized	1053,25 \$	938,15 \$	728,95 \$	573,70 \$	458,95 \$
	Gradient Polarized	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mirror Polarized	1174,70 \$	1059,60 \$	850,40 \$	695,15 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid Polarized	N/A	N/A	830,20 \$	674,95\$	560,20 \$
	Mirror Polarized	N/A	N/A	951,65 \$	796,40 \$	N/A
Plastique	Tintable Solid	N/A	N/A	N/A	N/A	317,20 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	N/A	N/A	\$323,95 \$




Tint Options

Conventional Plastic:



Conventional and Digital Polarized Solid:



Conventional Polarized Solid with Mirror:

- Both Grey & Brown available with:
- Gold Mirror
 - Silver Mirror
 - Blue Flash Mirror
 - Red Flash Mirror

Autres lentilles



TeamVision
PORTFOLIO DE LENTILLES

Cliquez sur les noms ci-dessous pour voir les prix et les détails de l'amélioration.



Stellest®
essilor

[Bifocal](#)

[Trifocal](#)

[Slab-off](#)

[Wrap](#)



pour la myopie des enfants

La Myopie Ne Devrait Plus Compromettre le Développement des Enfants !


De plus en plus d'enfants deviennent myopes à un jeune âge – en partie dû au mode de vie, au temps accru passé à l'intérieur et à regarder de près. Plus un enfant devient myope jeune, plus sa myopie progresse rapidement*.

Les études montrent que la forte myopie peut entraîner une déficience visuelle importante ne pouvant plus être corrigée par des verres standards. Elle peut même augmenter le risque de complications oculaires plus tard dans la vie¹.

Essilor, n°1 mondial des verres de lunettes², dévoile une innovation révolutionnaire dans le contrôle de la myopie : les verres Stellest®.

Comment ça marche ?

un volume de signal dans l'oeil qui contrôle la croissance de l'oeil. Ce signal permet de ralentir l'allongement de l'oeil et donc la progression de la myopie.




Pourquoi choisir les lentilles Essilor® Stellest™ ?

67 %

Les verres Essilor® Stellest™ ralentissent la progression de la myopie de 67% en moyenne⁴.

9/10

La croissance de l'oeil de 9 enfants sur 10 portant les verres Essilor® Stellest™ était similaire ou plus lente que celle d'enfants non myopes⁵.



* A less myopic future: what are the prospects? Clin Exp Optom, 98 (6), 494-6.

1. IMI - Defining and Classifying Myopia: A Proposed Set of Standards for Clinical and Epidemiologic Studies. Invest Ophthalmol Vis Sci, 60

2. Euromonitor, Eyewear 2020 edition; Essilor International SA Company; Retail value sales at RSP

3. Fini esthétique.

4. Par rapport aux verres simple vision, lorsqu'ils sont portés au moins 12 heures par jour tous les jours. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial, en Chine. JAMA Ophthalmol, 140(5), 472-478. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401>

5. Résultats d'une étude clinique prospective, contrôlée, randomisée et à double insu sur deux ans sur 54 enfants myopes portant les verres Stellest® comparés à 50 enfants myopes portant des verres simple vision - les résultats relatifs à l'efficacité sont basés sur 32 enfants qui ont déclaré porter des verres Stellest® au moins 12 heures par jour tous les jours - Croissance oculaire des enfants non myopes basée sur 700 données d'élèves inscrits à l'étude de cohorte prospective Wenzhou Medical University - Essilor Progression and Onset of myopia (WEPrOM). Le besoin de correction stable se définit comme un ajustement de la réfraction en équivalent sphérique sur les deux yeux strictement inférieur à 0.50D.

Stellest[®]

pour la myopie des enfants

Single Vision Essilor® Stellest™ Clair avec Crizal® Rock™ = 599,00 \$				Single Vision Essilor® Stellest™ Solaire avec Crizal® Sun XProtect AR = 623,75 \$			
Plages de puissance des lentilles :				Plages de puissance des lentilles :			
Clair avec Crizal® Rock™				Solaire avec Crizal® Sun XProtect			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+2.00	-12.00	+4.00	Polycarbonate	+0.00	-6.00	+2.00

Les verres Essilor® Stellest® sont désormais disponibles avec des teintes solaires.



Les enfants et les adolescents peuvent en bénéficier :



Protection contre les UV et l'éblouissement. Une vision confortable à l'extérieur.



Crizal® Solaire XProtect traitement :
La protection la plus complète contre les rayures, les salissures, les UV et l'éblouissement pour les verres solaires de prescription.*



6 couleurs amusantes pour les enfants. Facile à assortir à une gamme de montures.



* Comparé aux traitements des principaux acteurs du marché des verres solaires (ISTM Bayer). La protection UV indique E-SPF 50, ne s'applique pas aux Orma sans UVX.

Bifocal



CLAR				
	ST28 and ST35		Segment Professionnel	
	Premium+ Anti-reflets	Revêtement dur sans antireflet	Premium+ Anti-reflets	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	440,50 \$	310,50 \$	N/A	N/A
Plastique	379,75 \$	249,75 \$	N/A	249,75 \$
ENHANCEMENTS:				
☐ Plastique Transitions® + 141,65 \$			☐ Polycarbonate Transitions® + 151,65 \$	
☐ Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)				
☐ Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)				
Blue Light Filter (Non disponible dans ce modèle)				



Soleil: Bifocal




		SUN			
		ST28		ST35	
		Face arrière antireflet de première qualité	Revêtement dur sans antireflet	Face arrière antireflet de première qualité	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	Solide teintable	N/A	37,20 \$	N/A	N/A
	Dégradé teintable	N/A	323,95 \$	N/A	N/A
	Solide polarisé	512,95 \$	398,20 \$	N/A	N/A
Plastique	Solide teintable	N/A	283,50 \$	N/A	283,50 \$
	Dégradé teintable	N/A	290,25 \$	N/A	290,25 \$
	Solide polarisé	479,25 \$	364,50 \$	479,25 \$	364,50 \$
	Miroir polarisé	600,70 \$	N/A	600,70 \$	N/A

Options de teinte

Plastique conventionnel et numérique :



Solide polarisé conventionnel et numérique :




Solide polarisé conventionnel avec miroir :

Gris et marron disponibles avec :

- Miroir or
- Miroir argent
- Miroir bleu flash
- Miroir rouge flash

Trifocal



	CLAR	
	7x28	
	Premium+ Anti-reflets	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	440,50 \$	310,50 \$
Plastique	379,75 \$	249,75 \$
ENHANCEMENTS:		
☐ Plastique Transitions® + 141,65 \$		☐ Polycarbonate Transitions® + 151,65 \$
☐ Transitions® XTRActive® (Non disponible dans ce modèle)		
☐ Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle)		
Blue Light Filter (Non disponible dans ce modèle)		



Soleil: Trifocal



		SUN	
		7x28	
		Face arrière antireflet de première qualité	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	Solide teintable	---	317,20 \$
	Dégradé teintable	---	323,95 \$
	Solide polarisé	---	---
Plastique	Solide teintable	---	283,50 \$
	Dégradé teintable	---	290,25 \$

Options de teinte

Plastique conventionnel et numérique :



Slab-off

Prescrit par le médecin.



	ST28 and ST35		Bifocal Slab Off		Progressive Slab Off	
	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet	Antireflet de qualité supérieure+	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	467,50 \$	337,50 \$	508,00 \$	378,00 \$	568,75 \$	438,75 \$
Plastique	406,75 \$	276,75 \$	447,25 \$	317,25 \$	508,00 \$	378,00 \$

AMÉLIORATIONS :

- Transitions® GEN S™ (Non disponible dans ce modèle)
- Transitions® XTRActive®™ (Non disponible dans ce modèle) Transitions®
- XTRActive® Polarized (Non disponible dans ce modèle)
- Blue Light Filter (Non disponible dans ce modèle)



Wrap et WrapPlus Progressif



	Simple vision			Progressif		
	Wrap clair	Wrap solaire		WrapPlus clair	WrapPlus solaire	
	Antireflet de qualité supérieure	Face arrière antireflet de première qualité	Revêtement dur sans antireflet	Antireflet de qualité supérieure	Face arrière antireflet de première qualité	Revêtement dur sans antireflet
Polycarbonate	336,55 \$	---	---	730,75 \$	---	---
Polycarbonate solide polarisé	---	472,50 \$	357,75 \$	---	830,25 \$	715,50 \$
Polycarbonate miroir polarisé	---	593,95 \$	---	---	951,70 \$	---



Fait sur les verres Wrap

Les verres Wrap et WrapPlus sont destinés aux montures dont la courbure de base est très élevée et qui nécessitent un verre Wrap :

- LTDRXO WRAP sera imprimé sur l'étiquette du monture (c'est-à-dire les cadres de sécurité).
- Ne pas utiliser une lentille enveloppante dans une monture non enveloppante.
- WrapPlus Progressive est le Shamir Autograph III Attitude (EyeMed Tier 4)

Ray-Ban® Authentiques




TeamVision
PORTFOLIO DE LENTILLES



L'expérience Ray-Ban® complète que vous souhaitez



Montures originales
et iconiques



Ajustement parfait
des montures et
des verres



Signature
Ray-Ban®
authentique

Répond à la grande vision dont vous avez besoin



Ray-Ban®
AR Optimized™



Ray-Ban® Filtre
anti-lumière bleue

Disponible avec les couleurs originales Ray-Ban® dans votre ordonnance



Transitions® - la paire
idéale pour la vie de
tous les jours



La plus grande collection de
couleurs solaires originales
adaptées à votre
prescription

[Clair](#) ►

[Solaire](#) ►

[PG Clair](#) ►

[PG Solaire](#) ►



Clair Simple vision


Plages de puissance
des lentilles

	Eyezen + ®		Eyezen ® Start ™		Ray-Ban ® Equalized ™	Ray-Ban ® Tuned ™	Ray-Ban ® Clair on Solaire
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock ™	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock ™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™
Polycarbonate	466,35 \$	452,85 \$	466,35 \$	452,85 \$	366,55 \$*	322,00 \$	366,55 \$*
Hi-Index 1,67	567,60 \$	554,10 \$	567,60 \$	554,10 \$	467,80 \$*	423,25 \$	467,80 \$*
Hi-Index 1,74	668,80 \$	655,30 \$	668,80 \$	655,30 \$	569,00 \$	524,45 \$	N/A
Plastique	405,60 \$	392,10 \$	405,60 \$	392,10	305,80 \$	261,25 \$	N/A



AMÉLIORATIONS:

 Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (exclut 1.74)

 Transitions® XTRActive® + 175,45 \$

 Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non disponible dans ce modèle Non)

Filtre De Lumière Bleue + 0 \$ déjà intégré dans Eyezen® la conception; Non Eyezen® Lentilles + 60,75 \$

EYEZEN ® START ™ | NUMÉRIQUE

Eyezen® Start™ Les verres ont deux points d'optimisation qui élargissent la zone de vision claire du verre.

EYEZEN ® + | NUMÉRIQUE

Eyezen®+ Les verres comprennent un renfort (respectivement 0,3, 0,6, 0,85 et 1,1) situé dans la partie inférieure du verre afin de soulager la fatigue oculaire des utilisateurs.

CRIZAL® SAPPHIRE™ HR

Le meilleur traitement antireflet global,¹ offre une clarté et une transparence supérieures pour que vous puissiez rester concentré, quelle que soit votre activité.

RAY-BAN ® VISION UNIQUE EQUALIZED ™ | NUMÉRIQUE

Vision haute définition, clarté accrue et champ de vision plus large.

RAY-BAN ® VISION UNIQUE TUNED ™ | CONVENTIONNEL

Solution de correction de la vue claire et confortable.

RAY-BAN ® CLAIR ON SOLAIRE | NUMÉRIQUE

Verres transparents dans une monture solaire.

* options clear et phot également disponibles pour le soleil

1. GfK - online consumer quantitative research 2016 - declarative results - USA, Spain, India, n=2406 wearers from 25-65yo)



Clair Progressif



	Ray-Ban® Varilux® XR FIT™		Ray-Ban® Varilux® Comfort Max Fit™		Ray-Ban® Equalized™	Ray-Ban® Base™	Ray-Ban® Clair on Solaire
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock™	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™
Polycarbonate	975,25 \$	961,75 \$	735,20 \$	721,70 \$	591,25 \$*	531,25 \$	506, 25 \$
Hi-Index 1,67	1076,50 \$	1063,00 \$	836,45 \$	822,95 \$	692,50 \$*	632,50 \$	607, 50 \$
Hi-Index 1,74	1177,70 \$	1164,20 \$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastique	914, 50 \$	901,00 \$	674,45 \$	660,95 \$	530,50 \$	470,50 \$	N/A
ENHANCEMENTS:							
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ exclut 1.74. Varilux® Plastique exclut Amber, Amethyst, Emerald, Sapphire, Ruby)							
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (Non disponible in plastique Clair on Solaire)							
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Non Disponible dans ce modele)							
Filtre De Lumière Bleue + 60,75 \$							



RAY-BAN® VARILUX® XR FIT®
Varilux® XR Fit® offre une vision hautement personnalisée en s'adaptant précisément à la prescription et au comportement visuel de chaque utilisateur pour une vision plus nette et plus naturelle.

RAY-BAN® VARILUX® COMFORT MAX FIT®
Varilux® Comfort Max Fit® offre une vision nette et confortable tout au long de la journée, avec une adaptation facile à toutes les distances.

CRIZAL® SAPPHIRE™ HR
Le meilleur traitement antireflet global,¹ offre une clarté et une transparence supérieures pour que vous puissiez rester concentré, quelle que soit votre activité.

RAY-BAN® PROGRESSIVE EQUALIZED
Verres progressifs avancés offrant un large champ de vision pour une vision précise.

RAY-BAN® PROGRESSIVE BASE
Un verre progressif facile à adapter pour une vision claire et confortable.

RAY-BAN® CLAIR ON SOLAIRE | NUMÉRIQUE
Verres transparents dans une monture solaire.

* options clear et phot également disponibles pour le soleil

1. External laboratory tests and internal technical tests - 2020. Compared to the competitor most known lens-brands by consumers (2019 external brand tracking in 11 countries). The word 'overall' refers to anti-reflective coatings important criteria, ranked through an external quantitative consumer study - 2019.



Solaire

Simple vision


Plages de puissance des lentilles

Comprend les lunettes Ray-Ban® AR Optimized™						
	Non polaire		Polarisé			Chromance
	Solide	Miroir solide	Solide	Dégradé	Miroir solide	Miroir solide
Polycarbonate	283,50 \$	344,25 \$	364,50 \$	384,75 \$	425,25 \$	506,25 \$
Hi-Index 1,67	---	---	425,25 \$	---	---	---

RAY-BAN® VISION UNIQUE AMPLIFIED
Résolution haute vision sous le soleil.

Progressif


Plages de puissance des lentilles

Comprend les lunettes Ray-Ban® AR Optimized™						
	Non polaire		Polarisé			Chromance
	Solide	Miroir solide	Solide	Dégradé	Miroir solide	Miroir solide
Polycarbonate	425,20 \$	485,95 \$	506,20 \$	526,45 \$	566,95 \$	566,95 \$
Hi-Index 1,67	---	---	566,95 \$	---	---	---

RAY-BAN® PROGRESSIF AMPLIFIED
Vision claire et confortable sous le soleil, à toutes les distances.

Options supplémentaires de lentilles Ray-Ban® :

Clair sur une solaire – Verres transparents dans une monture solaire.

Flat Lens – Oculaire simple vision compatible avec les montures Flat Look.

Chromance – Le soleil polarisé Ray-Ban® le plus avancé avec amélioration du contraste technologie qui permet aux yeux de percevoir les couleurs du monde de manière plus vive.

Couleurs des lentilles			
Chromance	Non polarisé : Flat et solide	Polarisé : Flat et solide	Dégradé polarisé
Base verte avec miroir bleu ou or  Base grise avec miroir argenté 	B15 G15 Blue  Lilas Lapis Bleu Blush Rose Miroir : Cuivre 	B15 G15  Bleu Miroir : Orange Argent 	Bleu Gris Marron 



Plano




Les clients n'ont pas à faire de compromis sur le style original Ray-Ban. Les verres Plano sont disponibles dans la même palette de couleurs classiques que les verres Rx.

Passez votre commande dans Ciao en indiquant « plano » comme RX et complétez votre commande de verres en sélectionnant les options de couleur plano disponibles.

Polycarbonate 1,59				
	Transparent/Bl eu	Soleil	Polaire	Transitions Gen S
CAD	17\$	17\$	57\$	117\$

OPTIONS DE COULEURS DE VERRES PLANO RAY-BAN :

Non polarisées Polarisées Transitions Gen S



Comprend : résistance aux rayures et protection contre les UV



Oakley® True Digital™ optimise la vision, minimise les flous et réduit les distorsions périphériques.

Oakley® propose une large gamme de matériaux à travers un large spectre de design. Chaque paire complète est livrée avec ces caractéristiques de lentilles les plus performantes de leur catégorie :



Oakley® True Digital™



Authentic Oakley® "O"



Protection UV



Résistant aux rayures



Anti-statique



Anti-salissures (huile)



Hydrofuge

[Clair](#) ►

[Solaire](#) ►



Simple vision

	Comprend Oakley® Stealth™ AR			
	Oakley® True Digital™	Essential Plus	Oakley® Clair on Solaire	Oakley® Max Edge
Polycarbonate	366,55 \$	322,00 \$	366,55 \$	392,15 \$
Hi-Index 1.67	467,80 \$	423,25 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	569,00 \$	524,45 \$	N/A	N/A
Plastic	305,80 \$	261,25 \$	N/A	N/A
AMÉLIORATIONS :				
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (exclut Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (exclut Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (non disponible dans ce modèle)				
Blue Light Filter + 60,75 \$ (exclut Oakley® Clear on Sun or Max Edge)				
OAKLEY® TRUE DIGITAL™ Une vision claire et précise, quelle que soit la direction du regard. Une acuité visuelle sur toute la surface de la lentille.				
OAKLEY® ESSENTIAL PLUS CONVENTIONNEL Une vision claire au quotidien, sans compromis				
OAKLEY® CLEAR ON SUN NUMÉRIQUE Verres transparents dans une monture solaire.				
OAKLEY® MAX EDGE NUMÉRIQUE Vision nette, bord audacieux - utilisé avec des prescriptions plus élevées.				

Progressif

	Comprend Oakley® Stealth™ AR			
	Oakley® True Digital™ Advanced Plus	Oakley® True Digital™ II	Oakley® Clair on Solaire	Oakley® Max Edge
Polycarbonate	591,25 \$	531,25 \$*	591, 25 \$	670,85 \$
Hi-Index 1.67	692,50 \$	632,50 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	530,50 \$	470,50 \$	N/A	N/A
AMÉLIORATIONS :				
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (exclut Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (exclut Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (non disponible dans ce modèle)				
Blue Light Filter + 60,75 \$ (exclut Oakley® Clear on Sun or Max Edge)				
OAKLEY® TRUE DIGITAL™ ADVANCED PLUS Verres progressifs avancés avec champs de vision larges pour une vision précise à toutes les distances.				
OAKLEY® TRUE DIGITAL™ II Facile à adapter pour une vision claire et confortable.				
OAKLEY® CLEAR ON SUN DIGITAL Verres transparents dans une monture solaire.				
OAKLEY® MAX EDGE DIGITAL Vision nette, bord audacieux - utilisé avec des prescriptions plus élevées.				

*Clear and Photo on Sun option also available

Simple vision

comprend Oakley® Stealth™ AR				
Oakley® True Digital™				
	Oakley® Solide	Oakley® Polaire	Oakley® Prizm™	Oakley® Prizm™ Polaire
Polycarbonate	423,85 \$	471,10 \$	525,05 \$	572,35 \$
OAKLEY® TRUE DIGITAL™ VISION UNIQUE Résolution haute vision sous le soleil.				

Progressif

comprend Oakley® Stealth™ AR				
Oakley® True Digital™				
	Oakley® Solide	Oakley® Polaire	Oakley® Prizm™	Oakley® Prizm™ Polaire
Polycarbonate	558,85 \$	606,10 \$	660,05 \$	707,35 \$
OAKLEY® TRUE DIGITAL™ PROGRESSIF Vision claire et confortable sous le soleil, à toutes les distances.				

Options de lentilles Oakley® supplémentaires :

Clair sur solaire – Verres transparents dans une monture solaire.

Oakley® Max Edge Authentic : Oakley® propose deux options de lentilles : Standard Authentic et Max Edge Authentic. Les lentilles Edge sont conçues spécifiquement pour les montures Oakley® Sun, elles sont conçues pour prendre en charge des prescriptions plus élevées et sont disponibles en options transparentes et solaires.

Standard est l'option principale, car Edge est destiné aux prescriptions étendues (plages min/max indiquées sur l'étiquette) et n'est pas disponible pour toutes les montures solaires.

Chez Ciao ! Optical, essayez d'abord Standard. Si cela crée une erreur (hors de la plage) et que votre Rx se trouve dans la plage de Rx imprimée, sélectionnez l'option de lentille Edge.

	Lentilles standard OO	Lentille Max Edge OO
Monture OO Sun Max Edge	DISPONIBLE et les restrictions Rx sont de +2 à -3 Puissance totale	DISPONIBLE pour les lentilles supérieures à +2 à -3 Puissance totale jusqu'aux restrictions Rx indiquées sur l'étiquette de la monture (varie selon le modèle).
Monture solaire OO non compatible avec le cadre Max Edge	DISPONIBLE. Restrictions Rx indiquées sur l'étiquette de la monture (varie selon le modèle)	NON DISPONIBLE.

Prizm™ Sport

Lentilles à contraste accru



LUMIÈRE VIVE

PRIZM™ DEEP WATER POLARIZED COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION DU PRIZM : 12
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : NON

PRIZM™ FIELD COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 15
DISPONIBLE EN VERSION POLARISÉE : NON



MOYENNEMENT LÉGER

PRIZM™ ROAD COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 20
DISPONIBLE EN VERSION POLARISÉE : NON

PRIZM™ MOUNTAIN GOLF COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 22%
DISPONIBLE EN VERSION POLARISÉE : NON

PRIZM™ WOLF COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 30
DISPONIBLE EN VERSION POLARISÉE : NON

PRIZM™ WAIL COULEUR DE BASE : ROSE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 36%
DISPONIBLE EN VERSION POLARISÉE : NON

Prizm™ Tous les jours

Lentilles à contraste accru



LUMIÈRE VIVE

PRIZM™ NOIR POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 11

PRIZM™ MOUNTAIN POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 12

PRIZM™ MOUNTAIN POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 13% (14% POUR LES NON POLAIRES)

PRIZM™ MOUNTAIN POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 14%

PRIZM™ MOUNTAIN POLARIZED COULEUR DE BASE : BRONZE, REHAUSSÉE DE Taux DE TRANSMISSION : 17%

Standard

Lentilles à contraste neutre



LUMIÈRE VIVE

ICE IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 9 % (10 % POUR LES NON POLAIRES)
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

NOIR IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 9% (11% POUR LES NON POLAIRES)
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

24K IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE Taux DE TRANSMISSION : 11
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

EMERALD IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 13
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

TUNGSTÈNE IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE Taux DE TRANSMISSION : 13
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

SAPPHIRE IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 13
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

VIOLET IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 14%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

JADE IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 15% (17% NON POLAIRES)
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

FIRE IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE Taux DE TRANSMISSION : 18%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

4K IRIDIUM™ ROUGE COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 17%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : NON

TORCH IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 17%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

RUBIS IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 17%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

GRIS POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 17%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

BLEU PROFOUND IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : GRIS Taux DE TRANSMISSION : 17%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : NON

MOYENNEMENT LÉGER



BRONZE POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE Taux DE TRANSMISSION : 19% (22% NON POLAIRES)
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : OUI

BLEU IRIDIUM™ POLARISÉ COULEUR DE BASE : BRONZE Taux DE TRANSMISSION : 21%
DISPONIBLE EN NON POLARISÉ : NON

Prizm™ Snow Nouveau
Lentilles à contraste accru



PRIZM™ SNOW BLACK Couleur de base : Prizm Snow Revêtement iridium : Oui Disponible en version polarisée : Non Transmission lumineuse : 11 %



PRIZM™ SNOW TORCH Base color: Prizm Snow Iridium coating: Yes Available in Polarized: No Light transmission: 20%



PRIZM™ SNOW SAPPHIRE Base color: Prizm Snow Iridium coating: Yes Available in Polarized: No Light transmission: 15%



Options de verres Oakley Meta Plano



Une vision claire grâce à l'optique HDO avancée

Polycarbonate 1,59				
	Transparent sans A/R	Prizm	Prizm Polar	Transitions GenS
CAD	27\$	27\$	87\$	117\$
Prism		Prism Polar		Transitions GenS
 PRIZM™ RUBY 17% Ruby, Enhanced with Prism		 PRIZM™ BLACK 11% Grey, Polarized, Enhanced with Prism		 Grey  Amethyst
		 PRIZM™ DEEP WATER 12% Blue, Enhanced with Prism		

Personnalisées et élégantes. Les clients peuvent choisir parmi une gamme de types de verres : Prizm, Prizm Polar et Transitions GenS.

Passez la commande dans Ciao en indiquant « plano » comme prescription et complétez la commande de verres en sélectionnant les options de couleur plano disponibles.

Cet assortiment est destiné au mélange et à l'assortiment Plano. Pour la prescription, ces options sont disponibles pour Oakley Meta ainsi que pour l'assortiment général afin de répondre au mieux aux besoins de vos patients en matière de Meta.



Lentilles miroirs : pas seulement esthétiques



- Réfléchir la lumière loin de l'œil
- Un contraste supérieur
- Améliorer l'acuité visuelle
- Résistant aux rayures

C-WALL® : résistant aux rayures et aux salissures



- Repousse la sueur, l'eau et les huiles
- Nettoyage facile pour préserver la clarté de votre vision

[Solaire](#) ►

COSTA Solaire



Costa Waypoint		
	Amélioration des couleurs	Miroir avec amélioration des couleurs
Vision unique polarisée	506,25 \$	587,20 \$
C-Scape progressif polarisé	809,90 \$	890,90 \$
Varilux® Progressif Stylistic	931,40 \$	1 012,40 \$



Les verres Costa ont été conçus en tenant compte des conditions de luminosité changeantes. Pour tirer le meilleur parti des verres Costa, il est important de choisir la bonne couleur. Chez TeamVision, nous proposons six couleurs de lentilles qui vont d'une lumière variable à une lumière extrêmement brillante avec un éblouissement aveuglant. Les verres miroirs réfléchissent la lumière loin de l'œil et améliorent l'acuité visuelle.

Couleur de l'objectif :	Meilleur pour :
 Miroir bleu Idéal pour les situations de pleine lumière en pleine mer et au large.	• Navigation et pêche en eaux profondes • Eau réfléchissante • Un soleil de plomb
 Miroir vert Vision et contraste améliorés pour la pêche côtière et sur les platiers.	• Pêche à vue en plein soleil • Contraste élevé
 Miroir grill argenté Un bon choix de tous les jours pour les activités sur l'eau et sur terre.	• Activités quotidiennes • Jours couverts • Réduit l'éblouissement, en particulier sur l'eau
 Miroir argenté cuivré Bien adapté à la pêche en rivière et autres environnements à lumière variable.	• Excellent pour la pêche à vue • Activités quotidiennes – les plus polyvalentes • Jours nuageux
 Miroir gris Un bon choix quotidien pour les activités sur l'eau et sur terre.	• Activités polyvalentes • Contraste naturel
 Cuivre Réduit l'éblouissement pour le confort des yeux dans une variété de situations, de la pêche à vue à la conduite.	• Excellent pour la pêche à vue • Activités quotidiennes – les plus polyvalentes • Jours nuageux



Inspiré par la nature[®]

La technologie des lentilles de la marque est conçue pour imiter la façon dont les yeux humains perçoivent naturellement les couleurs, en mettant l'accent sur les bleus, les verts et les rouges, comme dans un paradis tropical !



UNE COULEUR QUE L'ON PEUT SENTIR

Plongez dans un monde de couleurs éclatantes lors de chaque aventure en plein air avec des montures conçues pour être votre compagnon de confiance.

	Trivex	Indice élevé	Polycarbonate
	Maui Brillant	Maui Evolution®	Maui Pure®
Vision unique	650 \$	600 \$	550 \$
Progressif	810 \$	760 \$	710 \$

Les rétroviseurs
complets ne sont
disponibles que sur :

Lentilles Maui
Brillant

TECHNOLOGIE DE LENTILLES POLARIZEDPLUS2®


Couleur. Clarté. Détail.

La technologie PolarizedPlus2 va au-delà de la protection des yeux contre l'éblouissement et les UV nocifs pour révéler et améliorer les vraies couleurs vives du monde dans le détail.




MauiBrilliant™

Le matériel le plus sophistiqué de Maui Jim, le Maui Brilliant, procure une vision nette comparable à celle du verre, mais avec un poids beaucoup plus léger.




Maui Evolution®

Le Maui Evolution exploite les meilleures propriétés des verres amincis et du polycarbonate, offrant au porteur un matériau à indice élevé, léger, résistant aux rayures et aux impacts.



MauiPure®

Notre matériau de lentille le plus populaire permet une vision presque aussi claire que le verre aminci, tout en étant encore plus léger et offrant une bonne résistance aux rayures et aux chocs.



Gamme de puissance : +3 à -6,50
*Certains cadres ont des restrictions de puissance.



HCL BRONZE

PLEIN SOLEIL À PARTIELLEMENT NUAGEUX.



MAUI HT

PLEIN SOLEIL À PARTIELLEMENT NUAGEUX.



NEUTRAL GREY

POUR JOURNÉE TRÈS ENSOLEILLÉE.



MAUI ROSE

PLEIN SOLEIL À PARTIELLEMENT NUAGEUX.

Maui Jim

BI-GRADIENT MIRROR



NEUTRAL GREY HCL BRONZE MAUI ROSE MAUI HT

MAUI GRADIENT



NEUTRAL GREY HCL BRONZE MAUI ROSE MAUI HT

FULL MIRRORS



BLUE HAWAII HAWAII LAVA MAUI SUNRISE
Neutral Grey base lens HCL Bronze base lens Maui Rose base lens



MAUI GREEN
Neutral Grey base lens

Les rétroviseurs intégraux ne
sont disponibles que sur
Lentilles Maui Brilliant



Polarisation : Filtre polarisé très performant, éliminant 99,9 % des reflets, permettant aux yeux de mieux voir, sans effort.



Traitement en face avant : Réduit la quantité de lumière traversant la lentille, tout en offrant un côté plus "fashion" aux lunettes.



Traitement antireflet : Appliqué à l'arrière de la lentille, il permet de réduire les reflets provenant de derrière. Il offre une vision plus claire et réduit la fatigue oculaire.



Rehaussement des couleurs : Accentue la lumière naturelle, au lieu de la tamiser. Cela procure une meilleure vision des couleurs et une plus grande clarté de l'image.



Protection UV et lumière bleue : Bloque 100 % des rayons UV nocifs provenant du soleil ainsi qu'une partie de la lumière bleue, ce qui contribue grandement à la santé oculaire.



Traitement résistant aux rayures : Appliqué à l'avant et à l'arrière de la lentille, il améliore la performance et la résistance.



Traitement hydrophobe et oléophobe : Appliqué des deux côtés des verres, il permet à l'eau de s'écouler sur la lentille et repousse les graisses, facilitant ainsi l'entretien et le nettoyage.



Améliorations



TeamVision
PORTFOLIO DE LENTILLES

Cliquez sur les noms ci-dessous pour voir les détails.



Transitions™



Crizal®

Transitions™

Les verres Transitions® Light Intelligent Lenses™ s'adaptent de façon transparente aux changements de luminosité, s'assombrissant à l'extérieur et redevenant clairs à l'intérieur. Tous les verres Transitions® protègent vos yeux des rayons UV et aident à filtrer la lumière bleu-violet¹. Disponibles dans une gamme de couleurs et de finitions miroir.

Découvrez la gamme Transitions®.



Des lunettes super puissantes,
une vie super simple



Défier la lumière




Défier l'éblouissement

Ray-Ban

OAKLEY

Également disponible dans notre gamme de verres authentiques



¹. La lumière bleu-violette se situe entre 400 et 455 nm, comme l'indique la norme ISO TR 20772:2018.



Les verres Transitions® GEN S™ sont nos verres parfaits pour tous les jours. Ils sont ultra-réactifs à la lumière, offrent une palette de couleurs spectaculaires et fournissent une vision HD à la vitesse de votre vie. Avec Transitions® GEN S™ vos lunettes sont superpuissantes et votre vie superlative.

Avantages :



Une vision sans faille



Intérieur entièrement dégagé



L'obscurité en quelques secondes ¹



Performance photochromique de longue durée



Bloque 100 % des rayons UVA et UVB



Filtre la lumière bleue-violette à l'intérieur et à l'extérieur²



Étonnamment rapide

8/10

s'accordent à dire que les verres gris Transitions® GEN S™ sont la meilleure option pour une paire de lunettes de tous les jours.

Disponible en 8 couleurs vibrantes :

Gris



Saphir



Émeraude



Améthyste



Ambre



Graphique vert



Marron



Rubis



¹. pour les lentilles en polycarbonate et CR39 sur l'ensemble des couleurs permettant une transmission de 18% à 23°C.

². pour les verres en polycarbonate et CR39, toutes couleurs confondues. La lumière bleue-violet est mesurée entre 400nm et 455nm (ISO TR 20772:2018). Montures RAY-BAN®, verres Transitions® GEN STM Ruby.



Défiez la lumière. Si vous êtes très sensible à la lumière ou si vous êtes fréquemment exposé à la lumière vive, les verres Transitions® XTRActive® de nouvelle génération sont conçus pour vous.

Avantages :



Le plus sombre dans les températures chaudes³



Clair à l'intérieur avec un soupçon de teinte



Le plus sombre dans la voiture⁴



Bloque 100 % des rayons UVA et UVB



Filtre la lumière bleue-violette à l'intérieur et à l'extérieur⁵

94% des porteurs sont satisfaits du champ de vision⁶

98% Des porteurs sont satisfaits de la clarté de la vision⁷

97% des porteurs sont satisfaits de la capacité à voir leur environnement rapidement et précisément⁸

Disponible en :

Gris



Marron



Vert graphite



Miroir de style bleu



Miroir de style or



Miroir de style vert



Miroir de style rose



Miroir de style argenté



3. Catégorie photochromique claire à extra foncée. Verres en polycarbonate et 15 gris testés à 35°C pour obtenir 48%T selon la méthode de test standard de Transitions Optical.

4. Catégorie photochromique claire à extra foncée. Verres en polycarbonate et 15 gris testés à 23°C derrière le pare-brise, atteignant entre 18%T et 43%T.

5. Transitions® XTRActive® Nouvelle Génération filtre jusqu'à 45 % de la lumière bleue-violette à l'intérieur et jusqu'à 86 % de la lumière bleue-violette à l'extérieur. Tests effectués sur des verres gris avec un traitement antireflet haut de gamme. La lumière bleue-violette se situe entre 400 et 455nm (ISO TR 20772:2018). Montures ic ! berlin®, verres Transitions® XTRActive® Brown.

6. les plus sombres par temps chaud et dans la voiture, bloquant 100 % des UVA et UVB et offrant la meilleure filtration globale de la lumière bleue-violette dans toutes les situations lumineuses* parmi les verres photochromiques clairs à extra foncés.*Filtration de la lumière bleue-violette (entre 400 et 455nm ISO TR 20772:2018) parmi les verres en polycarbonate et CR39 gris avec un traitement antireflet de première qualité : filtrage (i) jusqu'à 45% à l'intérieur à 23°C, (ii) jusqu'à 64% derrière le pare-brise (iii) jusqu'à 86% à l'extérieur à 23°C et (iv) jusqu'à 83% à l'extérieur à 35°C.

7. Transitions Optical, Test de qualité de vision et d'expérience visuelle en situation réelle (Life Wearer Testing), France, Eurosyn, Q3 2020, N=148 - Top4Boxes. Sur la base des porteurs ayant préféré les verres de nouvelle génération Transitions XTRActive (32% du total des porteurs). Attention : petite taille de la base (n=46 porteurs ayant préféré les verres Transitions XTRActive nouvelle génération).

8. Ventes de verres photochromiques extra foncés rapportées par les ECP (États-Unis). Transitions Optical, suivi de la marque des professionnels de la vue (MSW-ARS), 2019



Défiiez l'éblouissement. S'il vous arrive d'être confronté à la lumière vive du soleil ou à l'éblouissement réfléchi par des surfaces comme la route ou l'eau, les verres Transitions® XTRActive® Polarized™ sont conçus pour vous de façon unique.

Avantages :



Moins d'éblouissement grâce à une efficacité de polarisation allant jusqu'à 90⁹



Clair à l'intérieur avec un soupçon de teinte



S'active dans la voiture¹⁰



Bloque 100 % des rayons UVA et UVB



Filtre la lumière bleue-violette à l'intérieur et à l'extérieur¹¹

#1

Les seules et meilleures lentilles polarisantes photochromiques de tous les temps¹²

Disponible en :



⁹. Sur la base de tests effectués sur des lentilles grises à 23°C, selon la norme ISO 12312-1.

¹⁰. Sur la base de tests effectués sur des lentilles grises, la transmission est inférieure à 45% à 23°C derrière un pare-brise standard. Le verre atteint une efficacité de polarisation de 30 % derrière le pare-brise, qui n'est pas classé comme "polarisé".

¹¹. Transitions® XTRActive® Polarized™ filtre jusqu'à 45 % de la lumière bleue-violet à l'intérieur et jusqu'à 90 % de la lumière bleue-violet à l'extérieur. Tests effectués sur des verres gris avec un traitement antireflet premium. La lumière bleue-violet se situe entre 400 et 455nm (ISO TR 20772:2018). Montures TALLA®, verres Transitions® XTRActive Polarized Grey.

¹². Comparé aux verres photochromiques clairs à foncés

Crizal®

Crizal® est un traitement pour les verres de lunettes, qui les protège des reflets, des rayures, des taches, de la poussière, de l'eau et des rayons UV. Crizal® est en effet une marque d'ingrédient importante qui augmente les performances de vos verres. Imaginez, 80 % des gens sont confrontés à des reflets gênants à l'intérieur ou à l'extérieur,¹ et, en moyenne, les gens essuient leurs verres 20 000 fois avant d'en acheter de nouveaux.² De plus, près de la moitié d'entre eux remplacent leurs verres à cause des rayures et de l'usure.³ C'est là que Crizal® intervient. Nous pensons que votre vision ne devrait pas être entravée par ces problèmes. Crizal® agit comme un bouclier invisible, protégeant vos yeux et vos verres. Il améliore non seulement votre vision, mais assure également votre confort.

Voyez comment améliorer votre vision.



Crizal®
Sapphire™
HR



Crizal®
Prevenia®



Crizal®
Rock™



Crizal®
Easy™
Pro



1. GfK - étude quantitative en ligne sur les consommateurs 2016 - résultats déclaratifs - USA, Espagne, Inde, n=2406 porteurs de 25-65 ans).

2. Estimations Essilor - France, USA, Inde - basées sur les éléments suivants : nombre moyen de nettoyages/semaine, nombre d'essuyages, "essuyage" correspondant à un mouvement de nettoyage dans un seul sens, et taux de remplacement des lunettes.

3. ©Ipsos - Comportements à risque des porteurs de lunettes - étude quantitative consommateurs en ligne 2019 - résultats déclaratifs - France, USA, n= 1600 porteurs de lunettes de 18 à 65 ans.



Crizal® Sapphire™ HR

Crizal® Sapphire™ HR, le meilleur antireflet,¹ offre une clarté et une transparence supérieures pour que vous puissiez rester concentré, quoi que vous fassiez. Ce revêtement combine toutes les technologies innovantes de Crizal®, ce qui permet d'obtenir un verre antireflet robuste, résistant aux rayures, qui repousse l'eau, les taches et la poussière, ce qui les rend faciles à nettoyer. Le traitement antireflet Crizal® Sapphire™ HR n'aide pas seulement à lutter contre l'éblouissement grâce à sa Multi-Angular Technology™. Il contribue également à la protection contre les UV.*

*L'indice E-SPF est un indice qui évalue la protection globale d'un verre contre les UV. L'indice E-SPF a été développé par Essilor International et approuvé par des experts indépendants. L'indice E-SPF ne concerne que la performance du verre et exclut l'exposition directe de l'œil qui dépend de facteurs externes (morphologie du porteur, forme de la monture, position de port).

Avantages:



Le meilleur revêtement antireflet³



Une transparence inégalée⁴



Jusqu'à 70 % de résistance aux rayures en plus par rapport à la génération précédente de Crizal®⁵

¹ tests externes en laboratoire et tests techniques internes - 2020. Comparé aux marques de lentilles concurrentes les plus connues des consommateurs (suivi externe de la marque en 2019 dans 1 pays). Le mot "global" fait référence aux critères importants des traitements antireflets, classés par une étude quantitative externe auprès des consommateurs - 2019.

² Sauf clair 15 index : E-SPF10 - E-SPF35 - Il peut être atteint qu'en combinant Crizal® avec le système de filtration BlueUV™.

³ tests externes en laboratoire et tests techniques internes - 2020. Le mot "global" fait référence aux critères importants des revêtements antireflets, classés par une étude quantitative externe auprès des consommateurs - 2019. Le mot "global" fait référence aux attentes des consommateurs concernant les revêtements antireflets, classées par une étude quantitative des consommateurs menée par un institut externe dans 3 pays.

⁴ transparence perçue d'après une étude menée auprès de consommateurs formés en laboratoire - 2021 - tierce partie indépendante - FR - (n=15 consommateurs formés) - par rapport aux marques de lentilles concurrentes les plus connues des consommateurs (suivi externe de la marque en 2019 dans 1 pays).

⁵ Mesure interne de la R&D - 2020 - par rapport à Crizal® Sapphire™ 360°



Crizal® Previncia®

Le revêtement Crizal® Previncia® filtre intelligemment la lumière bleue-violette¹ tout en laissant passer la lumière bleue-turquoise bénéfique.

Le traitement antireflet Crizal® Previncia® est la solution idéale pour la protection contre les UV et le filtrage de la lumière bleue-violet¹. Il offre la protection la plus complète grâce à sa technologie Light Scan™ et à trois mécanismes clés :

- Il filtre les UV et la lumière bleue-violette.¹
- Il permet la transmission de la lumière bleue-turquoise.
- Il constitue un écran protecteur pour les lentilles.

Avantages :



Filtrage sélectif pour préserver votre bien-être naturel



Protection UV complète et filtre bleu-violet¹



Protection optimale contre les reflets, les rayures, la poussière et les rayons UV



Crizal® Rock™

Crizal® a redéfini la clarté avec Crizal® Rock™, une solution industrielle révolutionnaire pour la résistance aux rayures et aux taches.

Grâce à des algorithmes avancés et au big data, Essilor® a mis au point une recette de revêtement unique combinant pour la première fois quatre oxydes. La technologie haute résistance garantit une résistance supérieure à la poussière, aux rayures et à la température.² Crizal® Rock™ excelle dans la réduction des reflets, la protection contre les UV, l'imperméabilité à l'eau et à la poussière, le tout dans un seul revêtement.

Crizal® Rock™ est la meilleure combinaison contre les rayures et les taches.²

Avantages :



Jusqu'à 70 % plus
résistant aux rayures que
la génération précédente³



3 fois plus facile à nettoyer que les
produits concurrents de qualité supérieure
après un maculage important⁴



Résistance thermique améliorée
jusqu'à 20 % dans certains
matériaux⁵

². des tests en laboratoires externes et des tests techniques internes en 2019. La combinaison est ici définie comme la fusion de 2 critères distincts qui sont la résistance aux rayures et la résistance à la salissure. Crizal® Rock™ a obtenu la meilleure note pour la résistance aux salissures et la même note pour la résistance aux rayures, par rapport aux marques de lentilles les plus connues des consommateurs (MSW brand tracking 2018 dans 17 pays). La résistance aux rayures peut varier en fonction de la configuration de la lentille.

³. Test de résistance au sable interne 2019 - comparé à toutes les générations précédentes de revêtements Crizal®.

⁴. Tests de laboratoires externes - 2019 et 2020 - comparés aux marques de lentilles concurrentes les plus connues des consommateurs (suivi externe des marques en 2019 dans 11 pays).

⁵. Test interne sur 760 lentilles par rapport à la génération précédente de Crizal® en 2019.



Crizal® EasyPro™

Le traitement Crizal® EasyPro™ offre une plus grande facilité de nettoyage en utilisant le procédé breveté High Surface Density Process™ et une couche anti-particules supplémentaire qui rend ces verres plus faciles à nettoyer et les garde propres plus longtemps. Ce revêtement a une capacité supérieure à repousser l'huile et les bavures par rapport aux concurrents haut de gamme.³ Les propriétés antistatiques du revêtement Crizal® EasyPro™ contribuent à repousser la poussière. Le revêtement Crizal® EasyPro™ présente des performances élevées en matière de répulsion des gouttelettes d'eau selon les critères de l'angle de contact. En plus des propriétés oléophobes, hydrophobes et antistatiques du revêtement Crizal® EasyPro™, ce revêtement protège contre les reflets et la lumière UV.

Avantages :



Angle de glissement le plus faible par rapport aux concurrents haut de gamme³



3 fois plus facile à nettoyer que les produits concurrents de qualité supérieure après salissage important⁴




Propriétés antistatiques optimales

 [Page de tarification des verres unifocaux](#)
[Page de tarification des verres progressifs](#)

SunFit™ & SunFocus™ Lentilles


Tint + Polarized



Gradient



Mirror



Cliquez sur les noms ci-dessous pour voir les détails.



[Plages de puissance
des lentilles](#)

[Plages de puissance
des montures](#)

Plages de puissance des lentilles : Simple vision

Eyezen® Start™ et  Authentic Ray-Ban® Eyezen® Start™ Lenses																
	Blue Light Filter & All Crizal®				Transitions® GEN S™ & All Crizal®				Transitions® XTRActive® & All Crizal®				Sun & Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-14.00	+6.00	H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	H 14mm
Hi-Index 1.74	+13.00	-20.00	+6.00	H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A

Eyezen® 1-4 et  Authentic Ray-Ban® Eyezen® 1-4 Lenses												
	Blue Light Filter & All Crizal®				Transitions® GEN S™ & All Crizal®				Transitions® XTRActive® & All Crizal®			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+8.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+8.00	-10.00	+6.00	H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-13.00	+6.00	H 14mm	+9.00	-13.00	+6.00	H 14mm	+9.00	-13.00	+6.00	H 14mm
Hi-Index 1.74	+13.00	-20.00	+6.00	H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+10.00	-12.00	+6.00	H 14mm	+10.00	-12.00	+6.00	H 14mm	+10.00	-12.00	+6.00	H 14mm

Eyezen® Kids								
	Blue Light Filter & All Crizal®				Transitions® GEN S™ & All Crizal®			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	H 14mm
Hi-Index 1.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Plages de puissance des lentilles : Simple vision

Gammes mises à jour en Septembre 2025

Numérique (DST) - Simple vision - Clair						
	Revêtement dur sans antireflet			Antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A	+13.00	-20.00	+6.00
Plastique	+10.00	-12.00	+6.00	+10.00	-12.00	+6.00

Conventionnel - Simple vision - Clair						
	Revêtement dur sans antireflet			Antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+18.00	-28.00	+20.00	+18.00	-28.00	+20.00
Hi-Index 1,67	+22.00	-45.00	+22.00	+22.00	-45.00	+22.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A	+18.00	-25.00	+20.00
Plastique	+48.00	-34.00	+18.00	+48.00	-34.00	+18.00

Numérique (DST) - Filtre de lumière bleue						
	Revêtement dur sans antireflet			Antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	CYL TP	HT Min
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A	+13.00	-20.00	+6.00
Plastique	+10.00	-12.00	+6.00	+10.00	-12.00	+6.00

Conventionnel - Filtre de lumière bleue						
	Revêtement dur sans antireflet			Antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+14.00	-18.00	-15.00	+14.00	-18.00	-15.00
Hi-Index 1,67	+16.00	-20.00	-22.00	+16.00	-20.00	-22.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A	+14.00	-22.00	-22.00
Plastique	+12.00	-16.00	-10.00	+12.00	-16.00	-10.00

Plages de puissance des lentilles : Simple vision

Gammes mises à jour en Septembre 2025

Transitions® GEN S™ – Numérique			
	Revêtement dur sans antireflet, antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	---	---	---
Plastique	+10.00	-12.00	+6.00

Transitions® XTRActive® – Numérique			
	Revêtement dur sans antireflet, antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	---	---	---
Plastique	+10.00	-12.00	+6.00

Transitions® XTRActive® Polarized™ – Numérique			
	Revêtement dur sans antireflet, antireflet de première qualité et tous les Crizal®		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	---	---	---
Plastique	+10.00	-12.00	+6.00

Transitions® GEN S™ – Conventionnel			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+14.00	-18.00	-15.00
Hi-Index 1,67	+16.00	-20.00	-22.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A
Plastique	+12.00	-16.00	-10.00

Transitions® XTRActive® – Conventionnel			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+14.00	-18.00	-15.00
Hi-Index 1,67	+16.00	-20.00	-22.00
Hi-Index 1,74	N/A	N/A	N/A
Plastique	+12.00	-16.00	-10.00

Transitions® XTRActive® Polarized™ – Conventionnel			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+4.00
Hi-Index 1,67	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1,74	---	---	---
Plastique	+9.00	-10.50	+6.00

Gammes de puissance des verres : Simple vision SunFit et SunFocus

Eyezen® SunFit™		Plastic			Poly			Hi Index 1.67		
		Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL
Polarized	Flat (2D)	+3.50	-6.50	4	+4.50	-6.50	4	+4.50	-8.00	4
	Standard (4D to 6D)	+5.50	-6.00	4	+6.00	-6.50	4	+6.00	-8.00	4
	Wrap (8D)	+7.00	-3.00	4	+7.50	-4.00	4	+7.50	-4.00	4
Tint	Flat (2D)	+4.00	-6.50	4	+4.50	-6.50	4	+4.50	-7.50	4
	Standard (4D to 6D)	+5.50	-6.00	4	+6.00	-6.50	4	+6.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+6.00	-3.00	4	+6.00	-3.00	4	+7.50	-4.00	4

SunFocus® Single Vision		Plastic			Poly			Hi Index 1.67		
		Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL
Polarized	Flat (2D)	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+6.00	-4.50	4	+6.00	-6.00	4	+6.00	-5.00	4
Tint	Flat (2D)	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4	+2.50	-6.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+6.00	-5.50	4	+6.00	-6.00	4	+6.00	-6.00	4

Gammes de puissance des verres : Progressive SunFit et SunFocus

Varilux® SunFit™		Plastic			Poly			Hi Index 1.67		
		Max TP	Min TP	CYL	Min TP	Max TP	CYL	Min TP	Max TP	CYL
Polarized	Flat (2D)	+1.00	-6.50	4	+2.00	-6.50	4	+2.00	-8.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-6.00	4	+4.50	-6.50	4	+4.50	-8.00	4
	Wrap (8D)	+5.00	-3.00	4	+6.50	-4.00	4	+7.00	-4.00	4
Tint	Flat (2D)	+1.00	-6.50	4	+2.00	-6.50	4	+4.50	-8.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-6.00	4	+4.50	-6.50	4	+6.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+4.00	-4.00	4	+4.50	-3.00	4	+7.00	-4.00	4

SunFocus Progressive		Plastic			Poly			Hi Index 1.67		
		Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL	Max TP	Min TP	CYL
Polarized	Flat (2D)	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+5.50	-4.50	4	+6.00	-5.00	4	+5.50	-5.00	4
Tint	Flat (2D)	+1.00	-6.00	4	+1.00	-6.00	4	+2.50	-6.00	4
	Standard (4D to 6D)	+3.00	-5.50	4	+3.00	-6.00	4	+3.00	-6.00	4
	Wrap (8D)	+5.00	-5.50	4	+6.00	-5.00	4	+5.50	-5.00	4

Plages de puissance des lentilles : Simple vision

Solaire - Simple vision - Numérique															
	Solide non polarisé			Dégradé non polarize			Solide polarisé			Miroir polarisé			Dégradé polarize		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Plastique teintable	+10.00	-12.00	+6.00	+10.00	-12.00	+6.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate teintable	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate gris	---	---	---	---	---	---	+8.00	-10.00	+6.00	+8.00	-10.00	+6.00	---	---	---
Polycarbonate marron	---	---	---	---	---	---	+8.00	-10.00	+6.00	+8.00	-10.00	+6.00	---	---	---
Polycarbonate bleu-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate marron-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate marron-marron	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 gris	---	---	---	---	---	---	+9.00	-13.00	+6.00	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 marron	---	---	---	---	---	---	+9.00	-13.00	+6.00	---	---	---	---	---	---

Solaire - Simple vision - Conventionnel															
	Solide non polarisé			Dégradé non polarize			Solide polarisé			Miroir polarisé			Dégradé polarize		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Plastique teintable	+48.00	-34.00	+18.00	+48.00	-34.00	+18.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate teintable	+18.00	-28.00	+20.00	+18.00	-28.00	+20.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate gris	---	---	---	---	---	---	+6.00	-10.00	+4.00	+6.00	-10.00	+4.00	---	---	---
Polycarbonate marron	---	---	---	---	---	---	+6.00	-10.00	+4.00	+6.00	-10.00	+4.00	---	---	---
Polycarbonate bleu-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-5.00	+6.00
Polycarbonate marron-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-5.00	+6.00
Polycarbonate marron-marron	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-5.00	+6.00
Hi-Index 1,67 gris	---	---	---	---	---	---	+7.00	-11.00	+4.00	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 marron	---	---	---	---	---	---	+7.00	-11.00	+4.00	---	---	---	---	---	---

Plages de puissance des lentilles : Progressif

Varilux® XR Track Fit™																				
	Clair et tous les Crizal®				Filtre de lumière bleue et tous les Crizal®				Transitions GEN S et tous les Crizal®				Transitions XTRActive® et tous les Crizal®				Soleil et Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	+13.00	-14.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+13.00	-14.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A

Varilux® Physio® extensee™ Track																				
	Clair et tous les Crizal®				Filtre de lumière bleue et tous les Crizal®				Transitions GEN S et tous les Crizal®				Transitions XTRActive® et tous les Crizal®				Soleil et Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-4.00	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-4.00	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-4.00	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-4.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	+9.00	-16.00	-6.00	0.75-4.00	+9.00	-16.00	-6.00	0.75-4.00	+9.00	-16.00	-6.00	0.75-4.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+7.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+7.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+7.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	+7.00	-10.00	-6.00	0.75-4.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Varilux® XR Fit™ et  Ray-Ban Authentic Varilux® XR Fit™																				
	Clair et tous les Crizal®				Filtre de lumière bleue et tous les Crizal®				Transitions GEN S et tous les Crizal®				Transitions XTRActive® et tous les Crizal®				Soleil et Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+9.00	-12.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	+13.00	-14.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+13.00	-14.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-4.00 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A

Lens Power Ranges: Progressive

Varilux® Comfort Max Fit™ et  Ray-Ban Authentic Varilux® Comfort Max Fit™																				
	Clair et tous les Crizal®				Filtre de lumière bleue et tous les Crizal®				Transitions GEN S et tous les Crizal®				Transitions XTRActive® et tous les Crizal®				Soleil et Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+7.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+7.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+7.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+7.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	N/A	N/A	N/A	N/A

Varilux® Immersia™ Room & Mid																				
	Clair et tous les Crizal®				Filtre de lumière bleue et tous les Crizal®				Transitions GEN S et tous les Crizal®				Transitions XTRActive® et tous les Crizal®				Soleil et Crizal® SunShield			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-3.50	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-3.50	+9.00	-14.00	-6.00	0.75-3.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	+6.00	-10.00	-6.00	0.75-3.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Plages de puissance des lentilles : Progressif

Transitions® GEN S™ – Progressif premium – Accolade

	Hard Coating w/o Anti-Reflective & Premium Anti-Reflective			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,74	---	---	---	---
Plastique	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Clair – Progressif premium – Accolade

	Hard Coating w/o Anti-Reflective & Premium Anti-Reflective			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,74	---	---	---	---
Plastique	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Blue Light Filter – Progressif premium – Accolade

	Hard Coating w/o Anti-Reflective & Premium Anti-Reflective			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,74	---	---	---	---
Plastique	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Clair – Standard progressif – Ovation

	Hard Coating w/o Anti-Reflective & Premium Anti-Reflective			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---
Plastique	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Clair – High Range/Slab Off Standard progressif – Ovation

	Hard Coating w/o Anti-Reflective & Premium Anti-Reflective			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+10.00	-20.00	+20.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---
Plastique	+10.00	-16.00	+15.00	0.75-3.50 H 14mm

Plages de puissance des lentilles : Progressif

Clair – Shamir Computer ™				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+7.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+8.00	−12.00	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+5.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm

Clair – Shamir Workspace ™				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+7.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+8.00	−12.00	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+5.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm

Clair – Ordinateur progressif – Ideal				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+6.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+6.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm

Blue Light Filter – Shamir Computer ™				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+7.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+8.00	−12.00	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+5.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm

Blue Light Filter – Shamir Workspace ™				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+7.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+8.00	−12.00	+4.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+5.25	−9.50	+4.00	0.75–3.50 H 14mm

Blue Light Filter – Ordinateur progressif – Ideal				
	Revêtement dur sans antireflet & Antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+6.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67	+9.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm
Plastique	+6.00	−10.00	+6.00	0.75–3.50 H 14mm

Plages de puissance des lentilles : Progressif

Solaire - Progressif premium																				
	Solide non polarisé				Dégradé non polarisé				Solide polarisé				Miroir polarisé				Dégradé polarisé			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	Add & HT Min	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Plastique teintable	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Polycarbonate gris	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	---	---	---	---
Polycarbonate marron	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	---	---	---	---
Polycarbonate bleu-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-10.00	+7.00	0.75-3.50 H 14mm
Polycarbonate marron-gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-4.25	+7.00	0.75-3.50 H 14mm
Polycarbonate marron-marron	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-4.25	+7.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1,67 gris	---	---	---	---	---	---	---	---	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 marron	---	---	---	---	---	---	---	---	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	---	---	---	---

Plages de puissance des lentilles : Bifocal, trifocal et slab-off

Gammes mises à jour en Septembre 2025

ST28												
	Clair				Transitions®				Solaire			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+16.00	-20.00	+20.00	1.00-3.00	+12.00	-18.00	-15.00	1.00-3.00	+7.00	-10.00	+4.00	1.00-3.00
Plastique	+14.00	-18.00	+15.00	0.75-4.00, 4.50, 8.00	+10.00	-14.00	-10.00	0.75-3.00, 4.50, 8.00	+8.00	-15.00	+4.00	0.75-3.00, 4.50, 8.00

7X28												
	Clair				Transitions®				Solaire			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+13.00	-17.00	+25.00	1.00-3.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Plastique	+13.00	-16.00	+15.00	1.50-4.00, 4.00	+10.00	-12.00	-10.00	1.50-3.50, 4.00	+6.50	-6.00	+4.00	1.50-4.00, 4.00

ST35								
	Clair				Solaire			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+14.00	-20.00	+25.00	1.00-3.00	---	---	---	---
Plastique	+14.00	-17.00	+25.00	0.75-4.00, 4.50, 8.00	+6.00	-10.00	+4.00	0.75-4.00, 4.50, 8.00

Foyer rond				
	Clair			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Plastique	+18.00	-30.00	+15.00	1.00-3.00

Plages de puissance des lentilles : Wrap

Simple vision Wrap						
	Clair			Solaire		
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+6.00	-6.50	+7.00	+6.00	-6.50	+7.00

Progressif WrapPlus								
	Clair				Solaire			
	Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité				Revêtement dur sans antireflet et antireflet de première qualité			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Polycarbonate	+5.75	-6.50	+7.00	0.75-3.50 H 14mm	+5.75	-6.50	+7.00	0.75-3.50 H 14mm



Plages de puissance des objectifs

Ray-Ban® Authentiques - Simple vision - Clair						
	Tuned			Equalized		
	Premium Anti-Reflective			Premium Anti-Reflective		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+4.00	-6.00	+6.00	+6.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1.67	+8.00	-8.00	+2.00	+6.00	-8.00	+6.00
Hi-Index 1.74	+10.00	-10.00	+2.00	+13.00	-14.00	+6.00
Plastic	+6.00	-6.00	+4.00	+5.00	-7.00	+6.00

Ray-Ban® Authentiques - Simple vision - Bleu						
	Tuned			Equalized		
	Premium Anti-Reflective			Premium Anti-Reflective		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+4.00	-6.00	+6.00	+6.00	-8.00	+6.00
Hi-Index 1.67	+9.00	-13.00	+4.00	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1.74	+13.00	-14.00	+9.00	+13.00	-14.00	+6.00
Plastic	+10.00	-10.50	+4.00	+6.00	-8.00	+6.00

Ray-Ban® Authentiques - Simple vision - Transitions®						
	Tuned			Equalized		
	Premium Anti-Reflective			Premium Anti-Reflective		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+8.00	-10.00	+4.00	+8.00	-10.00	+6.00
Hi-Index 1.67	+9.00	-13.00	+4.00	+9.00	-13.00	+6.00
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+9.00	-12.00	+4.00	+10.00	-12.00	+6.00

Authentic Ray-Ban® - Single Vision - Clear and Photo on Sun

	Equalized					
	Premium Anti-Reflective			Premium Anti-Reflective		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+6.00	-6.50	+7.00	+6.00	-6.50	+7.00
Hi-Index 1.67	+6.00	-6.50	+7.00	+6.00	-6.50	+7.00
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Cliquez ici pour être redirigé vers les verres
Authentic Ray-Ban® Eyezen® Start™.



Plages de puissance des objectifs

Ray-Ban® Authentiques – Simple vision – Solaire															
	Amplified – Digital														
	Solide non polarisé Antireflet de première qualité			Solide non polarisé miroir Antireflet de première qualité			Solide non polarisé Antireflet de première qualité			Solide polarisé miroir Antireflet de première qualité			Dégradé non polarisé miroir Antireflet de première qualité		
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Poly G-15	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---	+6.00	-6.00	+4.00	---	---	---	---	---	---
Poly B-15	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---	+6.00	-6.50	+7.00	---	---	---	---	---	---
Poly bleu	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.50	+7.00	---	---	---
Poly argent	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.50	+7.00	---	---	---
Poly orange	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---
Poly cuivre	---	---	---	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Poly gris	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.50	+7.00
Poly marron	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 G-15	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.50	+6.00	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,67 B-15	---	---	---	---	---	---	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---	---	---	---

Ray-Ban® Authentiques – Simple vision – Solaire												
Indexes:	Amplified – Digital Flat											
	Solide non polarisé Antireflet de première qualité			Solide non polarisé miroir Antireflet de première qualité			Solide non polarisé Antireflet de première qualité			Solide polarisé miroir Antireflet de première qualité		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Poly G-15	+2.00	-6.00	+6.00	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00	---	---	---
Poly B-15	+2.00	-6.00	+6.00	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00	---	---	---
Poly bleu	+2.00	-6.00	+6.00	---	---	---	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00
Poly argent	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00
Poly orange	---	---	---	---	---	---	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00
Poly cuivre	---	---	---	+2.00	-6.00	+6.00	+6.00	-6.00	+6.00	---	---	---

Ray-Ban® Authentiques – Simple vision – clair et photochromique sur solaire						
Indexes:	Equalized					
	Clair sur solaire			Clair sur solaire		
	Antireflet de première qualité			Antireflet de première qualité		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+6.00	-6.50	+7.00	+6.00	-6.50	+7.00
Hi-Index 1,67	+6.00	-6.50	+7.00	+6.00	-6.50	+7.00
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	---	---



Plages de puissance des objectifs

Ray-Ban® Authentiques - Progressif - Clair								
	Base				Equalized			
	Premium Anti-Reflective				Premium Anti-Reflective			
	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Indexes:								
Polycarbonate	+6.00	-9.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-9.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.67	+8.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.74	+8.50	-14.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm	+8.50	-14.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm
Plastic	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Ray-Ban® Authentiques - Progressif - Bleu								
	Base				Equalized			
	Premium Anti-Reflective				Premium Anti-Reflective			
	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Indexes:								
Polycarbonate	+6.00	-9.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-9.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.67	+8.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.74	+8.50	-14.00	+4.00	0.75-3.50 H 14mm	+13.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Plastic	+5.00	-8.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-9.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Ray-Ban® Authentiques - Progressif - Transitions®								
	Base				Equalized			
	Premium Anti-Reflective				Premium Anti-Reflective			
	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & HT Min
Indexes:								
Polycarbonate	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.67	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+9.00	-14.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm	+6.00	-10.00	+6.00	0.75-3.50 H 14mm

Ray-Ban® Authentiques - Progressif - Clair et photochromique sur solaire						
	Equalized					
	Premium Anti-Reflective			Premium Anti-Reflective		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Indexes:						
Polycarbonate	+6.00	-6.50	+4.00	+6.00	-6.50	+4.00
Hi-Index 1.67	+6.00	-6.50	+4.00	+6.00	-6.50	+4.00
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 Cliquez ici pour être redirigé vers Authentic Ray-Ban Varilux® XR Fit™ et Ray-Ban Varilux® Comfort Max Fit™



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX1126	FINESSE 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1128	CONFESSION	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1129	IMPULSIVE 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1130	INTENTION	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3005	DAGGERBOARD	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3005	DAGGERBOARD	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3005	DAGGERBOARD	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3012	ADDAMS	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3012	ADDAMS	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3035	ADDAMS 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3035	ADDAMS 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3102	CLUB FACES2	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3102	CLUB FACES4	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3119	HALFSHOCK55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3125	KEEL BLADE53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3125	KEEL BLADE55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3128	CROSLN SWT55	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3128	CROSLNK SWIT	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3162	BLENDER 6B	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3173	BARRHOUSE 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3174	BARHOS0.5 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3186	CONDUCTOR 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3186	CONDUCTOR 54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3187	CONDCT0.5 51	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3187	CONDCT0.5 53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3220	A CRSLKFLT E	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3221	A CRSLKFLT S	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX3226	CRSLK0.5 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3226	CRSLK0.5 55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3227	FULLER 53	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3227	FULLER 55	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3227	FULLER 57	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3229	DIECUTTER (50)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3229	DIECUTTER (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3232	BASEPLANE 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3232	BASEPLANE 54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3233	CATHODE (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3233	CATHODE (54)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3243	HALIFAX	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3245	FUEL LINE	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3245	FUEL LINE	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3245	FUEL LINE	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3247	INNER FOIL	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3247	INNER FOIL	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3249	EXTENDER	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3249	EXTENDER	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5068	HOLBROOK TI RX	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5068	HOLBROOK TI RX	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5071	COIN54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5077	CONTRAIL TI RX	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5079	CARBOPLATE53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5079	CARBOPLATE55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5113	LIZARD 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5113	LIZARD 56	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX5119	LIMSWH0.5 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5119	LIMSWH0.5 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5120	LIZARD 2 51	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5120	LIZARD 2 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5121	LIMIT SWH 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5121	LIMIT SWH 55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5125	GAUGE 5.1 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5125	GAUGE 5.1 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5126	GAUGE 3.1 52	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5126	GAUGE 3.1 54	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5127	GAUGE 5.2 51	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5127	GAUGE 5.2 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5128	GAUGE 3.2 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5128	GAUGE 3.2 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5134	LATCH TI (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5134	LATCH TI (54)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5137	CARTRIDGE (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5137	CARTRIDGE (54)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5141	DEADBOLT (50)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5141	DEADBOLT (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5143	DRILL PRESS (51)	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8026	CURRENCY54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8027	AGLOW	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8027	AGLOW	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8028D	FIELDER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8028D	FIELDER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8029	A CROSLNK53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8029	A CROSSLINK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8032	HEX JECTOR	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8032	HEX JECTOR	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8037	CROSLK PI 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8037	CROSLK PI 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8039	CHAMFER 49	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8039	CHAMFER 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8039	CHAMFER 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8039	CHAMFER 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8040	CHAMFER 2 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8040	CHAMFER 2 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8041	A CROSLN PIT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8044	A CROSLNK 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8045	A CHAMFER 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8046	AIRDROP 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8046	AIRDROP 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8046	AIRDROP 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8046	AIRDROP 57	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8048	CROS STK 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8048	CROS STK 56	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8051	A HYPERLINK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8052	FUTURITY	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OX8052	FUTURITY	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OX8053	COUPLER	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8053	COUPLER	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8054	DEHAVEN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8054	DEHAVEN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8055	EXCHANGE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8055	EXCHANGE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056	ADMISSION	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056	ADMISSION	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056	ADMISSION	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056F	ADMISSION A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056F	ADMISSION A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8056F	ADMISSION A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8057	DRAW UP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8057	DRAW UP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8059	CNTRLNK	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8059	CNTRLNK	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8062D	DISSIPATE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8062D	DISSIPATE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8065	A AIRDROP 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8066	A VOLTAGE 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8066	A VOLTAGE 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8067	A CROS STK56	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8069	FENCELINE 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8070	GROUNDED 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8071	ACHAMFER2 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8078	HYPERLINKS2	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8078	HYPERLINKS4	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8080	A ZERO RX	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8088	A STRINGER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8089	CHMFR MNP 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8089	CHMFR MNP 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8089	CHMFR MNP 56	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8090	CRSLK MNP 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8090	CRSLK MNP 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8095	A SPLINTER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8096	A PITCHMAN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8100F	HOLBROOK A	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8100F	HOLBROOK A	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8102	CLVRLF MNPS2	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8106	CRSS STEP50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8106	CRSS STEP52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8108	FIN BOX 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8108	FIN BOX 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8108	FIN BOX 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8111	CROSSLNK YTH	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8112	GAUGE 7.1 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8112	GAUGE 7.1 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8113	GAUGE 7.2 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8113	GAUGE 7.2 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8114	LATCH SS 50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8114	LATCH SS 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8115	LATCH EX 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8115	LATCH EX 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8117	CRSLNK HM 50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8117	CRSLNK HM 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8118	CROSSLNK JPN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8121	AIRDRP MNPS3	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8121	AIRDRP MNPS5	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8132	CRSRNG SWT52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8132	CRSRNG SWT54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8136M	CRSLK FIT 53	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8136M	CRSLK FIT 55	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8137A	A FROGSKINS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8138	CHAMBER (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8138	CHAMBER (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8139	HSTN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8139A	HSTN A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8140	LITEBEAM (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8140	LITEBEAM (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8141	A CRSLK M 56	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8142	ACRSLKFIT 56	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8143	CHMFR SQ 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8143	CHMFR SQ 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8144	KNOLLS	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8144	KNOLLS	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8145	INGRESS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8145	INGRESS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8150	BMNG	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8150	BMNG	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8151F	A SCAVENGER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8152	APPARITION RX (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8152	APPARITION RX (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8155	ALIAS (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8155	ALIAS (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8156	HOLBROOK RX (54)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8156	HOLBROOK RX (56)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8157	COGSWELL (54)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8157	COGSWELL (56)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8159	BOLSTER (50)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8159	BOLSTER (52)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8161	BEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8161	BEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8162	COGNITIVE	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8162	COGNITIVE	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163	CENTERBOARD (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163	CENTERBOARD (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163	CENTERBOARD (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163F	CENTERBOARD A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163F	CENTERBOARD A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8163F	CENTERBOARD A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8169F	A ACTIVATE (55)	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8169F	A ACTIVATE (57)	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8173	ACTIVATE	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8173	ACTIVATE	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8174F	A HEX JECTOR	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8174F	A HEX JECTOR	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8175	LEADLINE RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8175	LEADLINE RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8180F	DEHAVEN A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8180F	DEHAVEN A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8181	COGNITIVE R	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8181	COGNITIVE R	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8182	HIP TONE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8182	HIP TONE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8183	BAT FLIP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8183	BAT FLIP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8184	EXCHANGE R	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8184	EXCHANGE R	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8186	FUTURITY RS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OX8186	FUTURITY RS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OX8187	CEREBRAL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8187	CEREBRAL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8188D	DOUBLE DOWN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8188D	DOUBLE DOWN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8189	BMNG SQ	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8189	BMNG SQ	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8190	ENIGMA INK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8190	ENIGMA INK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8134	LTCHKEY RX50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8134	LTCHKEY RX52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8034	MARSHAL 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5038	METAL PLAT55	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5038	METAL PLATE	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5153	METAL PLATE TI	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5153	METAL PLATE TI	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8153	METALINK 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8153	METALINK 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8093	MILESTONE 3	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8047	MILSTONE2 50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8047	MILSTONE2 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8154	MITER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5145	MONEY CLIP	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5151	MONOHULL	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5151	MONOHULL	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5149	MNLTR	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5149	MNLTR	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3006	MOONGLOW	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3006	MOONGLOW	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8091	MRSHL MNP 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8091	MRSHL MNP 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8091	MRSHL MNP 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1127	NINE-FIVE52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8028	NXTLVL	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8028	NXTLVL	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8177	OJECTOR RX	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8177	OJECTOR RX	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3246	OUTER FOIL	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3246	OUTER FOIL	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8060	OVERHEAD	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8060	OVERHEAD	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3214	PENCHANT53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1086	PERSUASIVE52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8050	PITCHMAN 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8050	PITCHMAN 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8105	PITCHMAN R	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8105F	PITCHMAN R A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8105F	PITCHMAN R A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8149	PITCHMAN R CARBON(50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8092	PITCHMCARB53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8092	PITCHMCARB55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8081	PLANK 2.0 49	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8081	PLANK 2.0 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8081	PLANK 2.0 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8061	PLAZLINK	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8061	PLAZLINK	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5142	PLIER (52)	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5142	PLIER (54)	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8146	PLUNGLINE (50)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8146	PLUNGLINE (52)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8127	POMMEL 53	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8127	POMMEL 55	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1134	PONDER52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8164	PORT BOW (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8164	PORT BOW (53)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8164	PORT BOW (55)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8178	RAFTER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8178	RAFTER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1089	RENDER 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1135	REVERSAL	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3111	RHINOCHASR52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3111	RHINOCHASR54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8131	RX FROGSKINS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8128	RX MAINLINK	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8165	SADDLE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8165	SADDLE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8151	SCAVENGER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3248	SELLER	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3248	SELLER	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1066	SERVO53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1066	SERVO55	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1066	SERVO57	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8172	SHARPLINE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8172	SHARPLINE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8160	SIDESWEPT RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8160	SIDESWEPT RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5150	SOBRIQUET	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5150	SOBRIQUET	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5019	SOCKET TI	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5019	SOCKET TI	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3217	SOCKET5.0 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3217	SOCKET5.0 55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3218	SOCKET5.5 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3218	SOCKET5.5 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3218	SOCKET5.5 56	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3235	SPINDLE (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3235	SPINDLE (54)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8176	SPINDRIFT RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8176	SPINDRIFT RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8077	SPLINTER 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8077	SPLINTER 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8094	SPLINTER2 51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8094	SPLINTER2 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3144	SPOKE 0.5 51	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3144	SPOKE 0.5 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5132	SRFCE PLT 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5132	SRFCE PLT 54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5132	SRFCE PLT 56	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8148	STAGEBEAM (50)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8148	STAGEBEAM (52)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1131	STANDPOINT	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3222	STEELPLATE52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3222	STEELPLATE54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3222	STEELPLATE56	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8103	STL LN R 49	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8097	STL LN S 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8097	STL LN S 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8123	SUNDER 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8123	SUNDER 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5073	SWAY BAR	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5073	SWAY BAR	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5073	SWAY BAR 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5073	SWAY BAR 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OO5078	SWAY BAR	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5078	SWAY BAR	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5080	SWAY BAR 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5080	SWAY BAR 0.5	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5081	SWAY BAR R	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX5081	SWAY BAR R	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3244	TAIL PIPE (51)	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3244	TAIL PIPE (53)	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3244	TAIL PIPE (55)	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3202	TAPRM0.5 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3202	TAPRM0.5 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3204	TAPROOM 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3204	TAPROOM 55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1091	TAUNT 50	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX1091	TAUNT 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5147	TENON	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5147	TENON	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8170	TENSILE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8170	TENSILE	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8058	THE CUT	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8058	THE CUT	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5140	TIE BAR 0.5 (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5140	TIE BAR 0.5 (54)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5138	TIE BAR 53	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5138	TIE BAR 55	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3184	TINCUP 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3184	TINCUP 54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5094	TINCUP CA 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5094	TINCUP CA 54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5099	TINCUP0.5 51	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5099	TINCUP0.5 53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8168	TONE DOWN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX8168	TONE DOWN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3238	TOP KNOT (50)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3238	TOP NOT (52)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5144	TORQUE WRENCH (51)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5144	TORQUE WRENCH (53)	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8104	TRAILDROP 52	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8104	TRAILDROP 54	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8171	TRAJECTORY	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8171	TRAJECTORY	6.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8130	TRILLBEX RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8107	TRIM PLANE51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8107	TRIM PLANE53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5123	TRSSRD0.5 52	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5122	TRSSROD R 53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5124	TRUSS ROD53	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5124	TRUSS ROD55	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3142	TUMBLE0.5 50	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3142	TUMBLE0.5 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3112	TUMBLEWEED53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3095	TWIN SHOCK54	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8167	VOLT DROP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8167	VOLT DROP	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8049	VOLTAGE 53	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8049	VOLTAGE 55	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3026	VOON	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX3026	VOON	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5118	WGFLD EVR 53	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OX5118	WGFLD EVR 55	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5115	WGFLD EVS 53	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5115	WGFLD EVS 55	4.00	+3.50 to -4.00	22.0	+3.50 to -4.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8166	WHEELHOUSE RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8166	WHEELHOUSE RX	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5148	WINGBACK SQ	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5148	WINGBACK SQ	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5089	WINGBACK51	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5089	WINGBACK53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5100	WINGFOLD 52	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5100	WINGFOLD 54	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5040	WINGSPAN	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5152	WIRE TAP 2.0 RX	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5152	WIRE TAP 2.0 RX	6.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5101	WNFOLD0.5 53	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX5101	WNFOLD0.5 55	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8076	ZERO RX 56	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8076	ZERO RX 58	6.00	+3.50 to -5.00	22.0	+3.50 to -5.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8006	A AIRDROP XS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8009F	A FROGSKINS XS	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8014A	A ROUND OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8014A	A ROUND OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8021A	A TOP LEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8021A	A TOP LEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8003	AIRDROP XS48	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8003	AIRDROP XS50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY3001	BARSPN XS 47	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OY3001	BARSPN XS 49	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
0OY8026	BUNT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
0OY8026	BUNT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
0OY8026	BUNT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8010	CARTWHEEL (49)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8010	CARTWHEEL (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8002	CRSSLNK XS49	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8002	CRSSLNK XS51	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
0OY3005	DOTING	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
0OY3005	DOTING	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8020	DOUBLE STEAL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8020	DOUBLE STEAL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8019	DROP KICK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8019	DROP KICK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8019	DROP KICK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8007	FIELD DAY (48)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8007	FIELD DAY (50)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8031	FIELD MARSH	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8031	FIELD MARSH	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY3003	FLIP KICK	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY3003	FLIP KICK	4.00	+10.00 to -16.00	22.0	+10.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8009	FROGSKINS XS 46	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OY8009	FROGSKINS XS 48	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OY8009	FROGSKINS XS 50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	26.0	-6.00	+6.00
OY8013	FULL COUNT (49)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8013	FULL COUNT (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8024D	FULL TURN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
**Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max
OY8024D	FULL TURN	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8022	HUMBLY	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8022	HUMBLY	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8029F	HUMBLY A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8029F	HUMBLY A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8025D	KICK OVER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8025D	KICK OVER	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8018	KNUCKLER (49)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8018	KNUCKLER (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8005	MARSHL XS 47	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8005	MARSHL XS 49	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8004	MLSTONE XS45	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8004	MLSTONE XS47	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8023	QUAD OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8023	QUAD OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8030	QUAD OUT A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8030	QUAD OUT A	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8017	ROUND OFF (46)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8017	ROUND OFF (48)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8014	ROUND OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8014	ROUND OUT	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8015	RX FLAK XS	8.00	+2.00 to -3.50	26.0	+2.00 to -3.50	26.0	-6.00	+6.00
OY8001	SHIFTER XS 48	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8001	SHIFTER XS 50	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY3002	STLPLT XS 46	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OY3002	STLPLT XS 48	4.00	+3.50 to -6.00	22.0	+3.50 to -6.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8011	TAIL WHIP (49)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00



Plages de puissance des montures ophtalmiques

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre	
			Max - Min	Min TP	Max - Min	Min TP	Min	Max
OY8011	TAIL WHIP (51)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8012	TOP LEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8012	TOP LEVEL	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8008	TWIN TAIL (48)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OY8008	TWIN TAIL (50)	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8016	WHIPBACK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00
OX8016	WHIPBACK	4.00	+6.00 to -16.00	22.0	+6.00 to -16.00	22.0	-6.00	+6.00

* Remarque : les gammes ci-dessous ne concernent que les lentilles Oakley Authentic dans les montures OX/OY.
** Gamme progressive de l'ADD : +0,75 à +3,00
*** Les restrictions sur les montures s'appliquent aux montures Oakley, quelles que soient les lentilles Authentic ou General.



Plages de puissance des montures solaires

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
009485	ENIGMA INK	6.00	+4.00 to -4.00	26.0	+4.00 to -4.00	26.0	-3	+3.00				
009437	PLANTARIS	8.75	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
009470	GIBSTON XL	8.75	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
0009438	EYE JACKET REDUX	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
29-330	FLAK JACKET	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
29-371	A FJ XLJ	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
29-608	STRT JKT 07	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	31	+4.00 to -6.00	31
601-586-002	FJ XLJ	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OJ9003	TURBINE XS	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -6.00	29	+4.00 to -6.00	30
OJ9005	FLAK XS	8.00	+2.00 to -3.50	26.0	+2.00 to -3.50	26.0	-3.00	+3.00				
OJ9006	FROGSKINS XS	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OJ9007	HOLBROOK XS	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OJ9008	FLAK XXS	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OJ9009	FROGSKINS XXS	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OJ9013	CAPACITOR	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OJ9014	HOLBROOK XXS	6.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4060	CROSSHAIR3.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4075	SQUARE WIRE	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO4079	FEEDBACK	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4106	CONDUCTOR 6	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4107	CONDUCTOR 8	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO4108	TIE BREAKER	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4116	SANCTUARY	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4119	ELMONT L 60	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4119	ELMONT M 58	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4123	HOLBROOK MTL	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4124	GAUGE8 LG	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29

* Remarque : certains styles de montures figurant dans la liste des montures actives peuvent être disponibles pour les lentilles Oakley Authentic, mais ne sont pas disponibles pour les commandes spéciales.
** SEULES les lentilles Oakley authentiques sont autorisées dans les montures solaires Oakley.
*** Gammes d'ADD progressives : +0,75 à +3,00
**** Hauteurs minimales des segments : Non-Edge Oakley Sun : 15 mm | Oakley EDGE : 16 mm | Oakley Sports-Specific : 21 mm

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO4124	GAUGE8 MED	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO4128	LATCH ALPHA	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4129	SPLIT TIME	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4137	DIECUTTER	4.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4141	WHISKER	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO4142	EJECTOR	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO4143	PARLAY	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO4144	COINFLIP	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	28.5	+4.00 to -5.00	30
OO4144F	A COINFLIP	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO4145	WIRE TAP 2.0	8.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4146	TERRIGAL	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO4147	CONTRAIL	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO6014	TI CROSSH3.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO6018	TINFOIL CARB	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO6038	GAUGE 6 T	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO6042	COLDFUSE	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO6046	DEADBOLT	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO6047	SAVITAR	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO6048	HOLBROOK TI	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO6050	CONTRAIL TI	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9013	FROGSKIN	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9014	GASCAN	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9018	OJECTOR	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9019	PLAZMA	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9019A	A PLAZMA	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9086	COMMIT SQ	7.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	28.5	+4.00 to -5.00	30
OO9096	FUEL CELL	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30



Plages de puissance des montures solaires

Modèle	Style de monture	Base	Simple Vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9100	LEFFINGWELL	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9102	HOLBROOK	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9126	REEDMACE	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9126F	MREEDMACE A	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9129	CABLES	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9135	JUPITER SQ	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9144	HALF JKT 2.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9147	CASTEL	Toric	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -4.00	30	+4.00 to -4.00	30
OO9153	A HJ 2.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9154	HJ 2.0 XL	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9155	A HJ 2.0 XL	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9164	BOTTLE ROCKT	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9171	RAC JAK V 12	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+2.00 to -4.00	32	+2.00 to -4.00	32
OO9174	CARBON BLADE	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9181	RADAR LOCK (PATH & PITCH)	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9181	RADAR LOCK VENTED (PATH & PITCH)	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9188	FLAK 2.0 XL	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9189	TWO FACE T	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9197	A RAC JKT 12	8.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9200	QUARTER JKT	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9206	RADAR ASIAN (PATH & PITCH)	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9222	PASQUE	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9230	WILDRIE	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9231	HELIOSTAT	TORIC	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9236	VALVE 2014	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9238	FIVES SQ N	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	28	+4.00 to -5.00	28
OO9239	CRANKSHAFT	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30

* Remarque : certains styles de montures figurant dans la liste des montures actives peuvent être disponibles pour les lentilles Oakley Authentic, mais ne sont pas disponibles pour les commandes spéciales.
** SEULES les lentilles Oakley authentiques sont autorisées dans les montures solaires Oakley.
*** Gammes d'ADD progressives : +0,75 à +3,00
**** Hauteurs minimales des segments : Non-Edge Oakley Sun : 15 mm | Oakley EDGE : 16 mm | Oakley Sports-Specific : 21 mm

Modèle	Style de monture	Base	Simple Vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9242	HSTN	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9242A	HSTN A	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9244	A HOLBROOK	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9245	A FROGSKINS	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9247	CHAINLINK	6.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9249	NXTLVL SUN	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9250	ACTUATOR	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9250A	ACTUATOR	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9253	DET CORD	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9256	A TWO FACE	6.00	+1.00 to -4.00	26.0	+1.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9262	SLIVER	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9263	TURBINE	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9264	MAINLINK	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9264	MAINLINK XL	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9265	LATCH	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9269	A SLIVER	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9270	A JAWBREAKER	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9271	A FLAK 2.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9272	CATALYST	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9275/ OO9208/ OO9211	RADAR EV (PATH & PITCH)	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9279	HSTN METAL	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9281	HNBL S	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9284	FROGSKINS RANGE	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9284A	FROGSKINS RANGE A	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9286	THURSO	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9286	THURSO A	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9288	SIELO	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				



Plages de puissance des montures solaires

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9289	FROGSKINS HYBRID	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9290	JAWBREAKER	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9295	FLAK 2.0	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9297	SHE'S UNSTOPPABLE	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9298	HOLD ON	4.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9301	COHORT	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9302	CARBON SHIFT	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9315	STRINGER	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9320	MOONLIGHTER	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9329	SHOCKTUBE	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9331	STRAIGHTLINK	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9334	HOLSTON	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9336	A STRGHTLINK	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9340	TRILLBE X	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9341	SLIVER XL	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9342	SLIVER R	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9343	M2 XL	4.00/6.00	+2.00 to -5.00	26.0	N/A	26.0	-2.00	+2.00				
OO9346	A SLIVER XL	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9349	A LATCH	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9350	TWO FACE XL	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9353	LATCH SQ	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9357	HOLD OUT	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9358	A LATCH SQ	4.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9359	CROSSRNG R	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9360	CRSSRNG XL	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9361	CROSSRANGE	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9362	REVERIE	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				

* Remarque : certains styles de montures figurant dans la liste des montures actives peuvent être disponibles pour les lentilles Oakley Authentic, mais ne sont pas disponibles pour les commandes spéciales.
** SEULES les lentilles Oakley authentiques sont autorisées dans les montures solaires Oakley.
*** Gammes d'ADD progressives : +0,75 à +3,00
**** Hauteurs minimales des segments : Non-Edge Oakley Sun : 15 mm | Oakley EDGE : 16 mm | Oakley Sports-Specific : 21 mm

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9363	FLAK BETA	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	31	+4.00 to -5.00	31
OO9364	FLAK DRAFT	8.00	+1.00 to -3.00	26.0	+1.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9367	DROP POINT	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+4.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9369	A CROSSRNG R	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9371	A CROSSRANGE	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9372	A FLAK BETA	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+4.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9373	A FLAK DRAFT	8.00	+1.00 to -3.00	26.0	+1.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9374	FROGSKINS LITE	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9377	HOLBROOK R	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9379	A HOLBROOK R	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9380	DOUBLE EDGE	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+4.00	+4.00 to -6.00	33	+4.00 to -6.00	30
OO9382	CRSRNG PATCH	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9384	HOLBROOK MIX	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9385	A HOLBROOK M	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9391	A CRSRNG PCH	6.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+2.00				
OO9394	LTCHEKY 52	4.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9394	LTCHEKY 55	4.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9397	TARGETLINE	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9398	A TARGETLINE	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9400	BISPHERA	Toric	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9402	FIELD JACKET	6.00	+2.00 to -3.00	33.0	+2.00 to -3.00	33.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	33	+4.00 to -5.00	33
OO9408	SLIVER STEALTH	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	29	+4.00 to -6.00	29
OO9409	A SLIVER STEALTH	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9413	SLIVER EDGE	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	29	+4.00 to -5.00	29
OO9414	A SLIVER EDGE	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9416	SPLIT SHOT	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9417	HOLBROOK XL	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30



Plages de puissance des montures solaires

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9420	ANORAK	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9421	FORAGER	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9421F	A FORAGER	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9424	MERCENARY	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9424F	A MERCENARY	6.00	+2.00 to -3.00	30.0	+2.00 to -3.00	30.0	-3.00	+3.00				
OO9428	FROGSKINS MIX	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9428F	A FROGSKINS MIX	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9429	SIPHON	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9430	ACTUATOR SQ	4.00	+4.00 to -4.00	26.0	+4.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9431	LATERALIS	8.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9432	REV UP	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9433	LOW KEY	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9434	TOP KNOT	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9436	LATCH BETA	6.00	+2.00 to -4.00	26.0	+2.00 to -4.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9439	PITCHMAN R SUN	4.00	+2.00 to -5.00	26.0	+2.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9440	CLIFDEN	6.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9444	FROGSKINS 35TH	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9444F	FROGSKINS 35TH A	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9445	SIDESWEPT	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9446	PORTAL	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9447	TRAILING POINT	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9448	SYLAS	6.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9448	SYLAS	6.00	+4.00 to -4.00	26.0	+4.00 to -4.00	26.0	-3	+3.00				
OO9449	GIBSTON	8.75	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3	+3.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9451	APPARITION	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3	+3.00				
OO9452	HNBL	8.75	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30
OO9460	PORTAL X	6.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -5.00	30	+4.00 to -5.00	30

* Remarque : certains styles de montures figurant dans la liste des montures actives peuvent être disponibles pour les lentilles Oakley Authentic, mais ne sont pas disponibles pour les commandes spéciales.
** SEULES les lentilles Oakley authentiques sont autorisées dans les montures solaires Oakley.
*** Gammas d'ADD progressives : +0,75 à +3,00
**** Hauteurs minimales des segments : Non-Edge Oakley Sun : 15 mm | Oakley EDGE : 16 mm | Oakley Sports-Specific : 21 mm

Modèle	Style de monture	Base	Simple vision		Progressif		Cylindre		Edge vision unique		Edge progressif	
			Max – Min	Min TP	Max – Min	Min TP	Min	Max	Max – Min	Min PD	Max – Min	Min PD
OO9464	A HSTN	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9464	HSTN	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9464	HSTN	4.00	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+3.00	+4.00 to -6.00	30	+4.00 to -6.00	30
OO9469	WHEELHOUSE	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9473	LEADLINE	6.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9474	SPINDRIFT	4.00	+4.00 to -6.00	26.0	+4.00 to -6.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9479	MANORBURN	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9480	SIELO SQ	4.00	+4.00 to -4.00	26.0	+4.00 to -4.00	26.0	-3	+3.00				
OO9482	FUTURITY SUN	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				
OO9483	EXCHANGE SUN	6.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3.00	+3.00				
OO9491	BELLEVILLE	8.75	+2.00 to -3.00	26.0	+2.00 to -3.00	26.0	-3.00	+2.00	+4.00 to -4.00	29	+4.00 to -4.00	29
OO9492	CHAMINADE	4.00	+4.00 to -4.00	26.0	+4.00 to -4.00	26.0	-3	+3.00				
OO9494	DE SOTO	4.00	+4.00 to -5.00	26.0	+4.00 to -5.00	26.0	-3	+3.00				

 Plages de puissance des lentilles

Costa Soleil – Simple vision						
Indexes:	Costa 580P			Costa 580P Mirror		
	MAX TP	MIN TP	CYL	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+5.00	-5.00	+6.00	+5.00	-5.00	+6.00
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	---	---

Costa Solaire – Progressif																
Indexes:	Costa Waypoint C–Scape 580P				Costa Waypoint C–Scape 580P Miroir				Costa Varilux Stylistic 580P				Costa Varilux Stylistic 580P Miroir			
	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & H	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & H	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & H	MAX TP	MIN TP	CYL	Add & H
Polycarbonate	+5.00	-5.00	+6.00	0.75–3.50 H 18mm	+5.00	-5.00	+6.00	0.75–3.50 H 18mm	+5.00	-5.00	+6.00	1.00–3.50 H 18mm	+5.00	-5.00	+6.00	1.00–3.50 H 18mm
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle	Nom du style	FCRV	Poly	
			Plus	Moins
06S9053	ANAA	6	+4.50	-5.00
06S9083	ANTILLE	6	+4.50	-4.50
06S9083A	ANTILLE GF	6	+4.50	-4.50
06S2011	APALACH	6	+4.50	-4.00
06S2005	ARANSAS	6	+4.50	-4.50
06S9030	BAFFIN	6	+4.50	-4.50
06S9071	BALLAST	8	+2.00	-3.00
06S9015	BAYSIDE	6	+4.50	-4.50
06S2004	BIMINI	6	+4.50	-4.50
06S9014	BLACKFIN	8	+3.00	-2.50
06S9014F	BLACKFIN GF	8	+3.00	-2.50
06S9078	BLACKFIN PRO	8	+3.50	-3.50
06S9045	BLOKE	8	+3.00	-3.00
06S9017	BRINE	8	+3.50	-3.50
06S9021	BROADBILL	8	+3.00	-3.00
06S9025	CABALLITO	8	+4.00	-3.50
06S9028	CALDERA	6	+4.50	-4.50
06S9084	CALETA	6	+4.50	-4.50
06S9084A	CALETA OMNIFIT	6	+4.50	-4.50
06S6002	CANAVERAL	6	+4.50	-4.00
06S9060	CAPE	8	+2.00	-2.00
06S9024	CAT CAY	8	+4.00	-3.50
06S9072	CAYAN	8	+2.00	-3.00
06S9005	CHEECA	6	+4.50	-4.50
06S4011	COCOS	8	+3.50	-3.00
06S4013	CONCH	8	+4.50	-4.00
06S6005	COOK	6	+4.50	-4.00
06S9066	COPRA	6	+4.50	-4.00
06S2006	COQUINA	6	+4.50	-4.50

Modèle	Nom du style	FCRV	Poly	
			Plus	Moins
06S9057	CORBINA	8	+2.50	-2.50
06S9057F	CORBINA GF	8	+3.00	-3.00
06S9087	CORTEZ	8	+3.00	-3.00
06S9047	CUT	6	+4.50	-4.50
06S2007	DEL MAR	6	+4.50	-5.50
06S9034	DIEGO	8	+3.00	-3.00
06S9098	DOUBLE HAUL	8	+3.50	-3.50
06S4005	EGRET	6	+4.50	-4.50
06S9006	FANTAIL	8	+4.00	-3.50
06S9006F	FANTAIL GF	8	+3.50	-3.50
06S9079	FANTAIL PRO	8	+3.50	-3.00
06S9058	FATHOM	8	+3.50	-3.50
06S9058F	FATHOM GF	8	+3.50	-3.00
06S9002	FERG	8	+3.50	-3.50
06S9012	FERG XL	8	+3.00	-2.50
06S4007	FERNANDINA	6	+4.50	-5.00
06S9054	FISCH	8	+2.50	-2.50
06S9054F	FISCH GF	8	+2.50	-2.50
06S4009	FLAGLER	6	+4.00	-3.50
06S9073	GALVESTON	8	+2.00	-3.00
06S9041	GANNET	6	+4.50	-4.00
06S9074	GULF SHORE	8	+2.00	-3.00
06S9026	HALF MOON	8	+4.00	-3.50
06S9061	HAMLIN	8	+3.00	-3.00
06S9044	HAMMERHEAD	8	+2.50	-2.00
06S9040	HARPOON	8	+3.00	-3.00
06S6006	HELO	6	+4.00	-4.50
06S9067	HINANO	6	+4.50	-5.50
06S9088	HOWLER	8	+3.00	-2.50

Modèle	Nom du style	FCRV	Poly	
			Plus	Moins
06S9042	INLET	8	+4.50	-4.00
06S9043	ISABELLA	8	+3.00	-2.50
06S2008	ISLA	6	+4.50	-5.00
06S9023	JOSE	8	+3.00	-3.00
06S9068	KARE	6	+4.50	-5.00
06S9089	KIWA	8	+4.00	-4.00
06S9104	LIDO	6	+4.50	-4.50
06S4006	LORETO	6	+4.50	-5.00
06S9090	LUKE	8	+4.00	-4.00
06S9048	MAG BAY	8	+3.00	-2.50
06S9099	MAN O WAR	8	+3.00	-2.50
06S9062	MANTA	8	+4.50	-4.00
06S2009	MAY	6	+4.50	-4.50
06S9011	MAYA	6	+4.50	-5.00
06S9063	MONTAUK	8	+3.00	-2.50
06S9055	MOTU	8	+4.00	-4.00
06S4012	NORTH TURN	6	+4.00	-4.00
06S9075	OYSTER BAY	8	+2.00	-3.00
06S9101	PALAPA	6	+4.50	-5.00
06S4004	PALOMA	6	+4.00	-4.00
06S9037	PANGA	6	+4.50	-4.00
06S9086	PARGO	8	+3.00	-3.00
06S9049	PAUNCH	6	+4.50	-4.00
06S9039	PAWLEYS	6	+4.50	-4.50
06S4002	PELI	6	+4.50	-5.00
06S9022	PERMIT	8	+3.00	-2.50
06S9022F	PERMIT GF	8	+3.00	-2.50
06S9029	PESCADOR	6	+4.50	-4.50
06S6007	PILOTHOUSE	8	+3.00	-2.50

Modèle	Nom du style	FCRV	Poly	
			Plus	Moins
06S6003	PIPER	6	+4.50	-4.50
06S9093	PLAYA	6	+4.50	-5.00
06S4008	PONCE	8	+3.00	-2.50
06S9092	PROP	6	+4.50	-5.00
06S9064	RAFAEL	8	+3.50	-3.50
06S9007	REEFTON	8	+2.00	-2.00
06S9080	REEFTON PRO	8	+2.50	-2.50
06S9069	REMORA	6	+4.50	-5.00
06S9018	RINCON	6	+3.50	-3.50
06S9016	RINCONCITO	6	+4.00	-4.00
06S9010	RINCONDO	6	+4.00	-4.00
06S9070	RIVERTON	6	+4.50	-4.00
06S9094	ROOSTER	8	+3.00	-3.00
06S9051	SALINA	6	+4.50	-5.00
06S9020	SALTBREAK	8	+3.00	-2.50
06S9033	SAMPAN	6	+4.50	-4.00
06S9085	SANTIAGO	8	+3.00	-2.50
06S2010	SARASOTA	6	+4.50	-5.00
06S9102	SEA FAN	6	+4.50	-4.50
06S9076	SEA GROVE	8	+2.00	-3.00
06S6004	SHIPMASTER	6	+3.50	-4.00
06S6008	SKIMMER	6	+3.50	-4.00
06S9035	SLACK TIDE	6	+4.00	-4.00
06S4010	SOUTH POINT	8	+4.50	-4.00
06S9095	SOUTH SEA	6	+4.50	-4.50
06S9008	SPEARO	6	+4.50	-5.00
06S9013	SPEARO XL	6	+4.50	-4.00
06S9103	STRINGER	8	+5.00	-4.50
06S2002	SULLIVAN	6	+4.50	-5.00

Modèle	Nom du style	FCRV	Poly	
			Plus	Moins
06S9032	SWITCHFOOT	6	+4.00	-4.00
06S9003	TAILWALKER	6	+4.50	-4.50
06S9046	TASMAN SEA	8	+3.00	-2.50
06S9036	TICO	8	+3.50	-3.00
06S9096	TIPPET	8	+5.00	-5.00
06S9065	TREVALLY	8	+5.00	-5.00
06S9009	TUNA ALLEY	8	+3.50	-3.50
06S9009F	TUNA ALLEY GF	8	+3.50	-3.00
06S9105	TUNA ALLEY PRO	8	+3.00	-3.00
06S6009	TURRET	8	+3.00	-2.50
06S2003	TYBEE	6	+4.50	-4.50
06S9027	VELA	6	+4.50	-5.00
06S9031	VICTORIA	6	+4.50	-5.00
06S4003	WADER	6	+4.50	-4.50
06S9019	WATERWOMAN	6	+4.50	-5.00
06S9004	WATERWOMAN II	6	+4.50	-4.00
06S9077	WEST BAY	8	+2.00	-3.00
06S9056	WHITETIP	8	+3.00	-3.50
06S4014	WINGMAN	8	+4.00	-3.50
06S9059	ZANE	8	+3.00	-3.00

Plages de puissance des montures

Restrictions des étiquettes de monture

Les étiquettes de montures vont indiquer la limite des plages de puissances en fonction de la puissance totale (LTD RX) :

- Ces limitations bloqueront les ordonnances de Ciao ! Optical, quel que soit le laboratoire/lentille
- Si la prescription du patient se situe en dehors de la fourchette, le montage ne s'applique pas à lui (restriction de qualité).



LENS PORTFOLIO

Click on names below to see pricing and enhancement details.

November 2025

Single Vision

Eyezen® Start™	Conventional
Eyezen® +	Sun: SunFit & SunFocus
Eyezen® Kids	Sun: Same as Clear
Digital (DTS)	Stellest®

Other Lenses

Slab Off
Wrap

Enhancements

Transitions®
Crizal®

Insurance Classifications

Lens Designs and Materials
Coatings, Light Filters, and Add-Ons
Exam and Diagnosis Codes

Multifocal

Varilux® XR™ Track Fit	Varilux® Immersia™	Sun: SunFit & SunFocus	Bifocal
Varilux® Physio® extensee™ Track Fit	Computer	Sun: Same as Clear	Trifocal
Varilux® XR™ Fit	Premium Progressive		
Varilux® Comfort Max™ Fit			

Power Ranges

Lens Power Ranges
Frame Power Ranges



Ray-Ban® Authentic Lenses

SV Clear	PG Clear
SV + PG Sun	Meta Non-Rx



Oakley® Authentic Lenses

Clear	Meta Non-Rx
Sun	



Costa Del Mar® Authentic Lenses

Sun



Maui Jim® Authentic Lenses

Sun

Ciao! Optical Quick Picks

Simple vision		
Clair	Photochromique	Solaire
Eyezen® Start TM Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 436,35 \$	Eyezen® Start TM Transitions® GEN S TM gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 594,20 \$	Eyezen® Start Gry TM polarized Crizal® SunShield Polycarbonate 614,20 \$
Eyezen®+2 Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 436,35 \$	Eyezen® Start TM Transitions® XTRActive® gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 611,80 \$	Eyezen® SunFit TM Polarized Gry Crizal® SunShield Polycarbonate 506,25 \$
DST Clear Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 364,55 \$	DST Transitions® GEN S TM gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 522,40 \$	SunFocus TM Gry polarized Premium AR Polycarbonate 425,25 \$
Ray-Ban® Authentic TM Eyezen® Start Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 466,35 \$	Ray-Ban® Authentic Eyezen® Start TM Transitions® GEN S TM Grey Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 624, 20 \$	Ray-Ban® Authentic G-15 polarized Polycarbonate 364,50 \$
DST Clear TM Crizal® Sapphire TM HR (No blue filter) Hi-Index 1.67 465,80 \$	DST Transitions® XTRActive® Polarized TM gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 654,75 \$	Oakley® Authentic PRIZM TM non polarized Polycarbonate 572,35 \$

Progressif		
Clear	Photochromique	Solaire
Varilux® XR Fit TM Blue Filter Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 1 006,00 \$	Varilux® XR Fit Transitions® GEN S TM Gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 1 103,10 \$	Varilux® XR Fit TM Gry Polarized Crizal® SunShield Polycarbonate 965,25 \$
Varilux® XR Fit Crizal® TM Sapphire TM HR Polycarbonate 945,25 \$	Varilux® XR Fit TM Transitions® XTRActive® Gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 1120,70 \$	Varilux® SunFit TM Gry Polarized Crizal® SunShield Polycarbonate 904,50 \$
Varilux® XR Fit TM Blue filter Crizal® Rock TM Polycarbonate 992,50 \$	Varilux® Comfort Max Fit Transitions® GEN S TM Gry Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 863,05 \$	SunFocus TM Progressive Gry Polarized Backside AR Polycarbonate 699,93 \$
Ray-Ban® TM Authentic Varilux® XR Fit TM Blue Filter Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 1,036,00 \$	Ray-Ban® Authentic Varilux® XR Fit TM Transitions® GEN S TM Grey Crizal® Sapphire TM HR Polycarbonate 1,133,10 \$	Ray-Ban® Authentic G-15 polarisé Polycarbonate 506,20 \$
Varilux® XR Fit TM Blue filter Crizal® Sapphire TM HR Hi-Index 1.67 1 107,25 \$	Varilux® XR Fit Transitions® GEN S TM gris Crizal® Sapphire TM HR Hi-Index 1.67 1204,35 \$	Oakley® Authentic PRIZM TM noir polarisé Polycarbonate 707,35 \$

Single vision



TeamVision
PORTFOLIO DE LENTILLES

Click on names below to see pricing and enhancement details.



Eyezen®
Start™

Eyezen.®+

Eyezen®
Kids

Digital (DST)

Conventional

Sun

Eyezen®
Start™

The new generation of single vision lenses to meet the needs of today's connected lifestyles.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.


[Power Ranges](#)

	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire HR™	Crizal® Prevencia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	436,35 \$	436,35 \$	422,85 \$	389,45 \$	---	---
Hi-Index 1,67	537,60 \$	537,60 \$	524,10 \$	490,70 \$	---	---
Hi-Index 1,74	638,80 \$	638,80 \$	625,30 \$	591,90 \$	---	---
Plastic	375,60 \$	375,60 \$	362,10 \$	328,70 \$	---	---
ENHANCEMENTS:						
	 Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® Polarized™ (not available in this design)					
	Blue Light Filter + 0 \$ (already embedded in Eyezen)					



Benefits of Eyezen® Start™ lenses

Eyezen® Start™ lenses have two points of optimization that expands the clear vision area of the lens. Includes W.A.V.E. TECHNOLOGY™ that greatly reduces the aberrations in the lens to provide sharper, more vivid vision.

™



Better visual acuity – optimal vision in all directions of gaze¹



Improved contrast²



Relaxed eyes day after day thanks to its exclusive technology²



Advanced filter: blue-violet light filtering³

Why choose Eyezen® Start™ lenses?

3

out of 4 wearers experience relaxed vision day after day¹

9

out of 10 wearers satisfied with their distance vision or near vision¹

Ray-Ban

Available in Authentic Ray-Ban® lenses for an additional 30 \$

1. Eyezen® in-Life consumer studies – 3rd Independent parties – [Eyezen® Start (Rx) – 2018 – FR – n=49 / Eyezen® Start (Stock) – 2020 – FR – n=52].
2. Comparé aux lentilles unifocales ordinaires. Etudes consommateurs Eyezen® in-Life – 3rd Independent parties – [Eyezen® Start (Rx) – 2018 – FR – n=49 / Eyezen® Start (Stock) – 2020 – FR – n=52].
3. La lumière bleue-violette se situe entre 400 et 455 nm, comme l'indique la norme ISO TR 20772:2018.

Eyezen®+

Eyezen®’s best ally to support eye focus efforts.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	436,35 \$	436,35 \$	422,85 \$	389,45 \$	---	---
Hi-Index 1,67	537,60 \$	537,60 \$	524,10 \$	490,70 \$	---	---
Hi-Index 1,74	638,80 \$	638,80 \$	625,30 \$	591,90 \$	---	---
Plastic	375,60 \$	375,60 \$	362,10 \$	328,70 \$	---	---
ENHANCEMENTS:						
	 Transitions® GEN S + 157,85 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® Polarized (not available in this design)					
	 Blue Light Filter + 0 \$ (already embedded in Eyezen)					



Benefits of Eyezen®+ lenses

Eyezen®+ lenses include a boost (0.3, 0.6, 0.85 and 1.1 respectively) located in the bottom of the lens to help relieve wearers’ eye strain and to improve natural posture while using digital devices.



Visual fatigue reduction.
Help your eyes focus to reduce visual fatigue¹.



Improved contrast²



Improved readability of small characters²



Advanced filter:
blue-violet light filtering³

Why choose Eyezen®+ lenses?

84%

of wearers feel a reduction
in visual fatigue¹

92%

of wearers satisfied³



Available in Authentic Ray-Ban® lenses for an additional 30 \$

1. Comparé à des verres unifocaux classiques Etudes consommateurs Eyezen® in-Life – 3rd Independent parties – [Eyezen®+ Crizal® Prevencia – 2015 – FR- n=76 / Eyezen®+ EPS – 2016 – FR – n=51].
2. La lumière bleue-violette se situe entre 400 et 455 nm, comme l’indique la norme ISO TR 20772:2018.
3. Eyezen® in-Life consumer studies – 3rd Independent parties – [Eyezen®+ Crizal® Prevencia – 2015 – FR- n=76 / Eyezen®+ EPS – 2016 – FR – n=51].



Single vision lenses especially designed for kids between 6 and 12 years old.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED						
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/oAnti-Reflective
Polycarbonate	394,80 \$	394,80 \$	381,30 \$	347,90 \$	---	---
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	---	---
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$						
● Transitions® XTRActive® (not available in this design)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (not available in this design)						
Blue Light Filter + 0 \$ (Déjà intégré dans la conception d'Eyezen)						



Benefits of Eyezen® Kids lenses

Eyezen® Kids is a lens specifically designed for children ages 6 to 12 years old. This enhanced single-vision lens takes the specific needs of children into account, providing them with a wider vision zone in a more comfortable lens.

Why choose Eyezen® Kids lenses?

Facial Features – As children continue to grow, facial features and nose shape will continue to develop and impact the way the frame sits on their face

Gaze Directions – Children are eye movers and see through all the parts of the lens, rather than just the central area

Object Distance – Children’s arms are shorter, therefore their reading distance is closer than adults

Digital (DST)

Digitally manufactured and optimized with personal frame measurements.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	364,55 \$	425,30 \$	351,05 \$	317,65 \$	336,55 \$	206,55 \$
Hi-Index 1,67	465,80 \$	526,55 \$	452,30 \$	418,90 \$	437,80 \$	307,80 \$
Hi-Index 1,74	567,00 \$	627,75 \$	553,50 \$	520,10 \$	539,00 \$	---
Plastique	303,80 \$	364,55 \$	290,30 \$	256,90 \$	275,80 \$	145,80 \$
AMÉLIORATIONS :						
● <i>Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (à l'exclusion de 1,74)</i>						
● <i>Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (à l'exclusion de 1,74)</i>						
● <i>Transitions® XTRActive® Polarized™ + 290,20 \$ (à l'exclusion de 1,74)</i>						
Blue Light Filter + 60,75 \$ dans tous les AR sauf Crizal® Prevencia® (les prix ci-dessus incluent le filtre bleu)						



Benefits of Digital Surface Technology (DST)

Digital lenses are optical lenses that have been digitally altered to provide a significant improvement in clarity over standard lenses:

- Sharper image quality
- Improved peripheral vision
- Enhanced contrast

Conventional (Spheric/Aspheric)

Clear and comfortable vision.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	---	---	---	---	292,00 \$ ¹	162,00 \$ ²
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	393,25 \$ ¹	263,25 \$ ¹
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	494,45 \$ ¹	---
Plastique	---	---	---	---	231,25 \$	101,25 \$
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN® S + 157,85 \$ (excludes 1,74)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized + 290,20 \$ (excludes 1,74)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ ³						



1. L'objectif n'est disponible qu'en version asphérique
2. Lentille disponible en version asphérique et sphérique
3. Lentilles en polycarbonate à lumière bleue disponibles uniquement en version asphérique

SunFit™ & SunFocus™ Lenses


[Plages de puissance
des lentilles](#)

Sun Feature:		EyeZen SunFit™ (DST)		SunFocus™	
		Polarized CZ Sunshield	Non-Polarized CZ Sunshield	Polarized SunMatch with Anti-Reflective	Non-Polarized SunMatch with Ant-Reflective
Polycarbonate	Solid	506.25 \$	425.25 \$	452.25 \$	371.25 \$
	Gradient	513.00 \$	432.00 \$	459.00 \$	378.00 \$
	Mirror	627.70 \$	546.70 \$	573.70 \$	492.70 \$
Hi-Index 1.67	Solid	607.50 \$	526.50 \$	553.50 \$	472.50 \$
	Gradient	614.25 \$	533.25 \$	560.25 \$	479.25 \$
	Mirror	728.95 \$	647.95 \$	674.95 \$	593.95 \$
Plastic	Solid	445.50 \$	364.50 \$	391.50 \$	310.50 \$
	Gradient	452.25 \$	371.25 \$	398.25 \$	317.25 \$
	Mirror	566.95 \$	485.95 \$	\$512.95 \$	431.95 \$



 **Eyezen® SunFit™** lens vs an Essilor spherical single-vision lens shows high-contrast area improvement:

- + 20% for far distance*
- + 15% for near distance*

 **PROTECTION**
protection from the sun and UV rays

 **STYLE & AESTHETICS**
is a prerequisite for sunwear; consumers are looking for fashionable/trendy frames

 **VISION**
see as clearly as possible outside, perform (sports & activities) better

* Amélioration moyenne du contraste dans deux configurations de diamètre pupillaire (3,22 mm et 2,25 mm) et dans une gamme d'amétropie (myopie, emmétropie et hypermétropie).

[Click here for lens color options](#)

Sun: Same as Clear


[Plages de puissance
des lentilles](#)

Sun Feature:		Eyezen® Start™	Conventional	
		Crizal® SunShield	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Tintable Solid	N/A	N/A	195.00 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	202.50 \$
	Solid Polarized	614.20 \$	N/A	276.75 \$
	Gradient Polarized	N/A	391.50 \$	N/A
	Mirror Polarized	735.65 \$	512.95 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid Polarized	715.45 \$	492.75 \$	378.00 \$
	Mirror Polarized	836.90 \$	614.20 \$	N/A
Plastic	Tintable Solid	N/A	N/A	135.00 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	141.75 \$




Conventional and Digital Plastic:



Conventional Polycarbonate:



Conventional Polarized Solid:



Conventional Polarized Gradient:

- Blue to Grey Gradient
- Brown Gradient
- Brown Grey Gradient

Conventional Mirror add-on for Solid or Gradient Polarized lenses:





Varilux®
XR track

Varilux®
Physio® extensee™ Track

Varilux®
XR series™

Varilux®
Comfort Max Fit

Varilux®
Immersia™

Premium
Progressives

Premium
Progressive
Computer

Sun

Varilux®
XR Track Fit™

Near vision behavior personalization.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	1 045,75 \$	1 106,50 \$	1 032,25 \$	---	---	---
Hi-Index 1,67	1 147,00 \$	1 207,75 \$	1 133,50 \$	---	---	---
Hi-Index 1,74	1 248,20 \$	1 308,95 \$	1 234,70 \$	---	---	---
Plastique	985,00 \$	1 045,75 \$	971,50 \$	---	---	---
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN™S + 157,85 \$ (excludes 1,74)						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1,74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ in all AR but Crizal Prevencia (Prices above include blue filter)						



Benefits of Varilux® XR Track Fit™ lenses

Powered by behavioral artificial intelligence and an individual patient measurement, Varilux® XR track lenses upgrades the predictive visual behavior profile to a personalized one. Beyond adjusting the position and vertical area of the near vision zone, Varilux® XR track lenses also extends the near vision width according to patient behavior.



Long-lasting comfort in
close-up vision³



Instant sharp vision
even in motion⁴



Seamless transitions
from near to far



Wide field of vision

Why choose Varilux® XR Track Fit™ lenses?™

UP TO
89%

maintained comfortable vision
at near during a long task¹

UP TO
+25%

near vision width according to
the patient's need, for a long lasting
comfort in close up vision²

1. © Essilor – Varilux® XR series – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 porteurs de verres progressifs ; 65/73).
2. Simulations internes de R&D – 2022 – en fonction du comportement du patient – L'extension de la zone de vision de près est basée sur le besoin du patient/les résultats du test de comportement de vision de près.
3. Essilor International – Varilux® XR series™ lens – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 porteurs de verres progressifs).
4. Etude consommateurs Eurosyn 2022 France.

Varilux®
Physio® extensee™ Track

Near vision behavior personalization.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	988,75 \$	N/A	975,25 \$	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	1,090,00 \$	N/A	1,076,50 \$	N/A	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	1,191,20 \$	N/A	1,177,70 \$	N/A	N/A	N/A
Plastic	928,00 \$	N/A	914,50 \$	N/A	N/A	N/A
ENHANCEMENTS:						
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$						
● Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1.74)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)						
Blue Light Filter + 60,75 \$						



Benefits of Varilux® Physio® extensee™ Track



PAL lenses designed with Pupilizer technology utilized to create an optimized lens for each patients needs

These lenses provide high vision intensity in any light¹ and extra visual sharpness and contrast², allowing progressive lens wearers to maximize their quality of vision no matter the time of the day.


A bridge between the eye
and light


Predicts wearers pupil size


AI Twinning Technology


Minimizes distortion

Why choose Varilux® Physio® extensee™ Track lenses?

84%

Adapted within in the first day*

92%

Felt confident in low light
conditions*

*Varilux® Physio® extensee™ – in-real life consumer study - Eurosyn – 2024 – France (n=79 progressive lens wearers [75/79])

Varilux®
XR Fit™

The first eye-responsive progressive lens¹.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.


Plages de
puissance des
lentilles

	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Uniquement en lumière bleue	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	945,25 \$	1 006,00 \$	931,75 \$	---	---	---
Hi-Index 1,67	1 046,50 \$	1 107,25 \$	1 033,00 \$	---	---	---
Hi-Index 1,74	1 147,70 \$	1 208,45 \$	1 134,20 \$	---	---	---
Plastique	884,50 \$	945,25 \$	871,00 \$	---	---	---
AMÉLIORATIONS :						
	 Transitions® GEN® S + 157,85 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® + 175,45 \$ (excludes 1,74)					
	 Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)					
	Blue Light Filter + 60,75 \$ in all AR but Crizal® Prevencia® (Prices above include blue filter)					



Benefits of Varilux® XR Fit™ lenses

Eye movement is multi-directional but a standard progressive lens is designed to support linear eye movement, which can make it hard for eyes to change focus rapidly. The Varilux® XR series™ lens responds to the way your eyes really move, giving you a more natural vision experience. The lens was developed with artificial intelligence, using 1 million data points from spectacle wearers, so it can predict everyone's visual behaviour.



Natural posture in all circumstances



Stabilized vision in the most demanding situations



High visual acuity even in low light conditions



Panoramic field of vision

Why choose Varilux® XR Fit™ lenses?™

95%

adapted by the first day²

95%

felt confident or very confident while in motion³

90%

perceived instant sharpness at all distances, even while in motion⁴



Available in Authentic Ray-Ban® lenses for an additional 30 \$

1. Eye-responsive defined as the consideration of two parameters in the design of the progressive lens: prescription & visual behavior.
2. ©Essilor -Varilux™ XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 69/73).
3. ©Essilor -Varilux™ XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 69/75). In motion is defined as driving, walking, and biking.
4. ©Essilor -Varilux™ XR series -in-life consumer study -Eurosyn-2022 -France (n=73 progressive lens wearers; 66/73).

Varilux® Comfort Max Fit

Improve useful near vision while providing increased sharpness.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



	DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED					
	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	705,20 \$	765,95 \$	691,70 \$	658,30 \$	---	---
Hi-Index 1,67	806,45 \$	867,20 \$	792,95 \$	759,55 \$	---	---
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	644,45 \$	705,20 \$	630,95 \$	597,55 \$	---	---
AMÉLIORATIONS :						
 Transitions® GEN S™ + 157,85 \$						
 Transitions® XTRActive® + 175,45 \$						
 Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)						
Blue Light Filter + 60,75 \$ in all AR but Crizal® Prevencia® (Prices above include blue filter)						



Benefits of Varilux® Comfort Max Fit lenses

Supported by the innovative Flex Optim technology, Varilux® Comfort Max lenses are designed to maximize the range of gaze directions and postures while ensuring all-day-long vision comfort.


Vision correction
both near & far


Sharp focus


Postural comfort


Sharpness in
dim lights

Why choose Varilux® Comfort Max Fit lenses?

8/10

wearers rated Varilux® Comfort Max as easy lenses to adapt to.¹³

9/10

wearers want to continue wearing them³⁴



Available in Authentic Ray-Ban® lenses for an additional 30 \$

1. Lentilles Varilux® Comfort Max – Étude de consommation en vie – Eurosyn – FRANCE – 2019 (n=53).
2. Porteurs ayant répondu de “Assez facile” à “Très facile” – échelle de 6 points sur “Adaptation”.
3. Lentilles Varilux® Comfort Max – Étude de consommation en cours de vie – Eurosyn – FRANCE – 2019 (n=53).
4. Les porteurs qui ont répondu “Oui” – échelle Oui / Non sur “veulent continuer à porter Comfort Max.”

Varilux®
Immersia™

Stay comfortably immersed in your immediate surroundings.
Custom digital measurements with Essilor Eye-Ruler 2+.



DOCTOR RECOMMENDED; PATIENT PREFERRED						
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Previncia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	644,00 \$	704,75\$	630,50 \$	597,10 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.67	745,25 \$	806,00 \$	731,75 \$	598,35 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	583,25 \$	644,00 \$	569,75 \$	536,35 \$	N/A	N/A
ENHANCEMENTS:						
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$ (excludes 1.74)						
● Transitions® XTRActive® (Not available in this design)						
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)						
Blue Light Filter + \$60.75 \$ in all AR but Crizal® Previncia® (Prices above include blue filter)						



Varilux®
Immersia™ room

Vision up
to 10 Feet

OR

Varilux®
Immersia™ mid

Vision up
to 5 Feet

Benefits of Varilux® Immersia™ lenses

A new design defined by three reference points, corresponding to the most-used viewing distances in our immediate surroundings(1). This provides expanded vision in close-up and digital activities and helps alleviate digital eyestrain (2).



Smart Phone Distance—
The near vision zone



Working Distance—
The area directly in front of you



Conversational Distance—
The maximum reliable
distance for in person
interaction

Why choose Varilux® Immersia™ lenses?

72%

Of presbyopes' time is spent
in the near/intermediate
zone

35%

Wider area of sharp near
vision zone compared to a
standard progressive lens

1. Ribeiro F, Ferreira TB, Silva D, Matos AC, Gaspar S, Piñero DP. Analysis of Daily Visual Habits in a Presbyopic Population. J Ophthalmol. 2023Apr 8;2023:6440954. doi: 10.1155/2023/6440954.
2. Sánchez-Brau M, Domenech-Amigot B, Brocal-Fernández F, Seguí-Crespo M. Computer vision syndrome in presbyopic digital device workers and progressive lens design. Ophthalmic Physiol Opt. 2021 Jul;41(4):922-931. doi: 10.1111/opo.12832. Epub 2021 May 4. PMID: 33945635 Computer vision syndrome (Digital Eye Strain) is reduced in presbyopic desktop computer workers wearing occupational lenses, especially in emmetropes.

Premium Progressive

Digitally manufactured and optimized with personal frame measurements.



	Crizal® Sapphire™HR	Crizal® Prevencia® Only in Blue Light	Crizal® Rock™	Crizal® Easy Pro™	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	---	---	---	---	501,25 \$	371,25 \$
Hi-Index 1,67	---	---	---	---	602,50 \$	472,50 \$
Hi-Index 1,74	---	---	---	---	---	---
Plastique	---	---	---	---	440,50 \$	310,50 \$
AMÉLIORATIONS :						
● Transitions® GEN S™ + 157,85 \$						
● Transitions® XTRActive® (Not available in this model)						
● Transitions® XTRActive® Polarized (Not available in this model)						
Blue Light Filter + 60,75 \$						



Premium Progressive Computer

Clear and comfortable vision



	SHAMIR COMPUTER™ AND WORKSPACE™		Premium Progressive Computer	
	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective	Premium+ Anti Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	616,00 \$	486,00 \$	580,75 \$	450,75 \$
Hi-Index 1,67	717,25 \$	587,25 \$	682,00 \$	552,00 \$
Plastique	555,25 \$	425,25 \$	520,00 \$	390,00 \$
● Transitions® GEN S™ (Not available in this design)				
● Transitions® XTRActive® (Not available in this design)				
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)				
Blue Light Filter + 60,75 \$				



SunFit™ & SunFocus™ Lenses



		Varilux® SunFit™		SunFocus™		Premium	
		Polarized Crizal® SunShield	Non-Polarized Crizal® SunShield	Polarized Sun Match Anti-Reflective	Non-Polarized Sun Match Anti-Reflective	Polarized Premium Backside Anti-Reflective	Polarized Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Solid	904.50 \$	823.50 \$	699.93 \$	618.93 \$	573.70 \$	458. 95 \$
	Gradient	911.25 \$	830.25 \$	706.68 \$	625.68 \$	N/A	N/A
	Mirror	1025.95 \$	944.95 \$	821.38 \$	740.38	694.15 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid	1,005.75 \$	924.75 \$	801.18 \$	720.18 \$	674.95 \$	560.20 \$
	Gradient	1012. 50 \$	931.50 \$	807.93 \$	726.93 \$	N/A	N/A
	Mirror	1127.20 \$	1,046.20 \$	922.63 \$	841.63 \$	796.40 \$	N/A
Plastic	Solid	843.75 \$	762.75 \$	639.18 \$	558.18 \$	N/A	N/A
	Gradient	850.50 \$	769.50 \$	645.93 \$	564.93 \$	N/A	N/A
	Mirror	965.20 \$	884.20 \$	760.63 \$	679.63 \$	N/A	N/A



VS.



[Click here for lens color options](#)

Sun: Same as Clear



		Varilux® XR Track Fit™	Varilux® XR Fit™	Varilux® Comfort Max Fit	Premium	
Sun Feature:		Crizal® SunShield	Crizal® SunShield	Crizal® SunShield	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	Solid Polarized	1,053.25 \$	938.15 \$	728.95 \$	573.70 \$	458.95 \$
	Gradient Polarized	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mirror Polarized	1174.70 \$	1,059.60 \$	850.40 \$	695.15 \$	N/A
Hi-Index 1.67	Solid Polarized	N/A	N/A	830.20 \$	674.95\$	560.20 \$
	Mirror Polarized	N/A	N/A	951.65 \$	796. 40 \$	N/A
Plastic	Tintable Solid	N/A	N/A	N/A	N/A	317.20 \$
	Tintable Gradient	N/A	N/A	N/A	N/A	\$323.95 \$




Tint Options

Conventional Plastic:



Conventional and Digital Polarized Solid:



Conventional Polarized Solid with Mirror:

- Both Grey & Brown available with:
- Gold Mirror
 - Silver Mirror
 - Blue Flash Mirror
 - Red Flash Mirror



Stellest®
essilor

Bifocal

Trifocal

Slab-off

Wrap

Stellest[®]

For children's myopia.

We Can't Let Myopia Jeopardize Our Children's Development Any Longer!


More children are developing myopia at an increasingly young age. This is partly due to a rise in sedentary indoor lifestyles and the amount of time spent focusing on near vision tasks. The younger the child is when they develop myopia, the more it will evolve, and the higher it will become.

Studies show that high myopia can lead to severe vision impairment that can no longer be corrected through standard lenses and can even increase the risk of ocular complications later in life¹.

Essilor[®], the world leader in eyeglass lenses², unveils Stellest[®] lenses: a game-changing innovation in myopia control. This genius lens is made of a constellation of invisible³ lenslets.

How Does It Work?

The unique constellation of lenslets create a volume of signal into the eye that controls the eye growth. This signal allows us to slow down eye elongation and myopia progression.



Why choose Essilor[®] Stellest[™] Lenses?

67 %

Essilor[®] Stellest[™] lenses slow down myopia progression by 67% on average

9/10

The eye growth of 9/10 children wearing Stellest[®] lenses was similar or slower than non myopic children⁵



* A less myopic future: what are the prospects? Clin Exp Optom, 98 (6), 494-6.
1. IMI - Defining and Classifying Myopia: A Proposed Set of Standards for Clinical and Epidemiologic Studies. Invest Ophthalmol Vis Sci, 60
2. Euromonitor, Eyewear 2020 edition; Essilor International SA Company; Retail value sales at RSP
3. Fini esthétique.
4. Par rapport aux verres simple vision, lorsqu'ils sont portés au moins 12 heures par jour tous les jours. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial, en Chine. JAMA Ophthalmol, 140(5), 472-478. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401>
5. Résultats d'une étude clinique prospective, contrôlée, randomisée et à double insu sur deux ans sur 54 enfants myopes portant les verres Stellest[®] comparés à 50 enfants myopes portant des verres simple vision - les résultats relatifs à l'efficacité sont basés sur 32 enfants qui ont déclaré porter des verres Stellest[®] au moins 12 heures par jour tous les jours - Croissance oculaire des enfants non myopes basée sur 700 données d'écoliers inscrits à l'étude de cohorte prospective Wenzhou Medical University - Essilor Progression and Onset of myopia (WEPrOM). Le besoin de correction stable se définit comme un ajustement de la réfraction en équivalent sphérique sur les deux yeux strictement inférieur à 0.50D.

Stellest[®]

For children's myopia

Single Vision Essilor® Stellest™ Clear With Crizal® Rock™= 599,00 \$				Single Vision Essilor® Stellest™ Solaire with Crizal® Sun XProtect AR = 623,75 \$			
Lens Power Ranges:				Lens Power Ranges:			
Clear with Crizal® Rock™				Sun with Crizal® Sun XProtect			
Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL	Indexes:	MAX TP	MIN TP	CYL
Polycarbonate	+2.00	-12.00	+4.00	Polycarbonate	+0.00	-6.00	+2.00

Essilor® Stellest® lenses are now available with sun tints.



For children and teenagers to benefit from:



UV and glare protection.
Comfortable vision
outdoors.



Crizal® Solaire XProtect treatment :
Most comprehensive protection against
scratches, smudges, UV and glare for
prescription sun lenses.*



6 fun and cool colors for
children. Easy to match with a
range of frames.



* Comparé aux traitements des principaux acteurs du marché des verres solaires (ISTM Bayer). La protection UV indique E-SPF 50, ne s'applique pas aux Orma sans UVX.

Bifocal



CLEAR				
	ST28 and ST35		Occupational Round Seg	
	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	440,50 \$	310,50 \$	N/A	N/A
Plastic	379,75 \$	249,75 \$	N/A	249,75 \$
ENHANCEMENTS:				
 Plastique Transitions® + 141,65 \$			 Polycarbonate Transitions® + 151,65 \$	
 Transitions® XTRActive® (Not available in this design)				
 Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)				
Blue Light Filter (Not available in this design)				



Sun: Bifocal



		SUN			
		ST28		ST35	
		Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating without Anti-Reflective	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating without Anti-Reflective
Polycarbonate	Tintable Solid	N/A	317,20 \$	N/A	N/A
	Tintable Gradient	N/A	323,95 \$	N/A	N/A
	Solid Polarized	512,95 \$	398,20 \$	N/A	N/A
Plastic	Tintable Solid	N/A	283,50 \$	N/A	283,50 \$
	Tintable Gradient	N/A	290,25 \$	N/A	290,25 \$
	Solid Polarized	479,25 \$	364,50 \$	479,25 \$	364,50 \$
	Mirror Polarized	600,70 \$		600,70 \$	

Tint Options

Conventional Plastic:



Conventional and Digital Polarized Solid:



Conventional Polarized Solid with Mirror:

- Both Grey & Brown available with:
- Gold Mirror
 - Silver Mirror
 - Blue Flash Mirror
 - Red Flash Mirror

Trifocal



	CLEAR	
	7x28	
	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating without Anti-Reflective
Polycarbonate	440,50 \$	310,50 \$
Plastic	379,75 \$	249,75 \$
ENHANCEMENTS:		
☐ Plastique Transitions® + 141,65 \$		☐ Polycarbonate Transitions® + 151,65 \$
☐ Transitions® XTRActive® (Not available in this design)		
☐ Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)		
Blue Light Filter (Not available in this design)		



Sun: Trifocal



		SUN	
		7x28	
		Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating without Anti-Reflective
Polycarbonate	Tintable Solid	N/A	317,20 \$
	Tintable Gradient	N/A	323,95 \$
	Solid Polarized	N/A	N/A
Plastic	Tintable Solid	N/A	283,50 \$
	Tintable Gradient	N/A	290,25 \$

Tint Options

Conventional Plastic:



Slab-off

Prescribed by the doctor.



	ST28 and ST35		Bifocal Slab Off		Progressive Slab Off	
	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective	Premium+ Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	467,50 \$	337,50 \$	508,00 \$	378,00 \$	568,75 \$	438,75 \$
Plastique	406,75 \$	276,75 \$	447,25 \$	317,25 \$	508,00 \$	378,00 \$

AMÉLIORATIONS :

- Transitions® GEN S (Not available in this design)
- Transitions® XTRActive® (Not available in this design)
- Transitions® XTRActive® Polarized (Not available in this design)
- Blue Light Filter (Not available in this design)



Wrap et WrapPlus Progressif



	Single Vision			Progressive		
	Wrap Clear	Wrap Sun		WrapPlus Clear	WrapPlus Sun	
	Premium+ Anti-Reflective	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective	Premium+ Anti-Reflective	Premium Backside Anti-Reflective	Hard Coating w/o Anti-Reflective
Polycarbonate	336,55 \$	---	---	730,75 \$	---	---
Polycarbonate solide polarisé	---	472,50 \$	357,75 \$	---	830,25 \$	715,50 \$
Polycarbonate miroir polarisé	---	593,95 \$	---	---	951,70 \$	---



Wrap Facts

- Wrap & WrapPlus lenses are for frames that require a very high base curve and require a wrap lens:
- LTDRXO WRAP will be printed on the frame tag (i.e. Safety Frames)
 - Do not use a wrap lens in a non-wrap frame
 - WrapPlus Progressive is the Shamir Autograph III Attitude (EyeMed Tier 4)




Clear ▶

Sun ▶

The Full Ray-Ban® Experience You Want



Original and
iconic frames



Perfect fit of
frames and lenses



Authentic
Ray-Ban® signature

Meets the Great Sight You Need



Ray-Ban®
AR Optimized™



Ray-Ban®
Blue Light Filter

Available in Original Ray-Ban® Colors in Your Prescription



Transitions® - the
ideal pair for your
everyday life



The largest collection of original
sun colors customized for
your prescription



Clear Single Vision



	Eyezen + ®		Eyezen ® Start ™		Ray-Ban ® Equalized ™	Ray-Ban ® Tuned ™	Ray-Ban ® Clear on Sun
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock ™	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock ™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™
Polycarbonate	466,35 \$	452,85 \$	466,35 \$	452,85 \$	366,55 \$*	322,00 \$	366,55 \$*
Hi-Index 1.67	567,60 \$	554,10 \$	567,60 \$	554,10 \$	467,80 \$*	423,25 \$	467,80 \$*
Hi-Index 1.74	668,80 \$	655,30 \$	668,80 \$	655,30 \$	569,00 \$	524,45 \$	N/A
Plastic	405,60 \$	392,10 \$	405,60 \$	392,10	305,80 \$	261,25 \$	N/A



ENHANCEMENTS:							
● Transitions® GEN S™ + \$157,85 (excludes 1.74)							
● Transitions® XTRActive® + \$175,45							
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)							
Blue Light Filter + \$0 Already embedded in Eyezen® design; Non Eyezen® Lenses + \$60,75							

EYEZEN® START ™ | DIGITAL
Eyezen® Start™ lenses have two points of optimization that expands the clear vision area of the lens.

EYEZEN® + | DIGITAL
Eyezen®+ lenses include a boost (0.3, 0.6, 0.85 and 1.1 respectively) located in the bottom of the lens to help relieve wearers' eye strain.

CRIZAL® SAPPHIRE™ HR
The best anti-reflective overall,¹ deliver superior clarity and transparency so you can stay focused no matter what you're doing.

RAY-BAN® SINGLE VISION EQUALIZED ™ | DIGITAL
High definition vision, greater clarity and wider field of view.

RAY-BAN® SINGLE VISION TUNED ™ | CONVENTIONAL
Clear and comfortable vision correction solution.

RAY-BAN® CLEAR ON SUN | DIGITAL
Clear lenses in a Sun Frame.

*Clear and Photo on Sun option also available



Clear Progressives



	Ray-Ban® Varilux® XR FIT™		Ray-Ban® Varilux® Comfort Max Fit™		Ray-Ban® Equalized™	Ray-Ban® Base™	Ray-Ban® Clear on Sun
	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock™	Crizal® Sapphire™ HR	Crizal® Rock™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™	Ray-Ban® AR Optimized™
Polycarbonate	975,25 \$	961,75 \$	735,20 \$	721,70 \$	591,25 \$*	531,25 \$	\$485.00
Hi-Index 1.67	1076,50 \$	1063,00 \$	836,45 \$	822,95 \$	692,50 \$*	632,50 \$	\$580.00
Hi-Index 1.74	1177,70 \$	1164,20 \$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	914, 50 \$	901,00 \$	674,45 \$	660,95 \$	530,50 \$	470,50 \$	N/A
ENHANCEMENTS:							
● Transitions® GEN S™ + \$157,85(excludes 1.74. Varilux® Plastic excludes Amber, Amethyst, Emerald, Sapphire, Ruby)							
● Transitions® XTRActive® + \$175,45 (Not available in Plastic Clear on Sun)							
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)							
Blue Light Filter + \$60,75							



*Clear and Photo on Sun option also available

RAY-BAN® VARILUX® XR FIT®

Varilux® XR Fit® delivers high personalized vision by precisely adapting to each wearer's prescription and visual behavior for sharper, more natural sight.

RAY-BAN® VARILUX® COMFORT MAX FIT®

Varilux® Comfort Max Fit® provides sharp, comfortable vision all day with easy adaption across all distance.

CRIZAL® SAPPHIRE™ HR

The best anti-reflective overall,¹ deliver superior clarity and transparency so you can stay focused no matter what you're doing.

RAY-BAN® PROGRESSIVE EQUALIZED

Advanced progressive lens with wide fields of vision for an accurate vision.

RAY-BAN® PROGRESSIVE BASE

An easy-to-adapt progressive lens for clear and comfortable vision.

RAY-BAN® CLEAR ON SUN

Clear lenses in a Sun Frame.

1. External laboratory tests and internal technical tests - 2020. Compared to the competitor most known lens-brands by consumers (2019 external brand tracking in 11 countries). The word 'overall' refers to anti-reflective coatings important criteria, ranked through an external quantitative consumer study - 2019.



Single Vision


Power Ranges

Includes Ray-Ban® AR Optimized™								
Non-Polar			Polar			Chromance		
	Solid	Gradient	Solid Mirror	Solid	Gradient	Solid Mirror	Solid Mirror	Gradient Mirror
Polycarbonate	283,50 \$	N/A	344,25 \$	364,50 \$	384,75 \$	425,25 \$	506,25 \$	N/A
Hi-Index 1.67		N/A	N/A	425,25 \$	N/A	N/A		

RAY-BAN® SINGLE VISION AMPLIFIED
High vision resolution under the sun.

Progressive


Power Ranges

Includes Ray-Ban® AR Optimized™								
Non-Polar			Polar			Chromance		
	Solid	Gradient	Solid Mirror	Solid	Gradient	Solid Mirror	Solid Mirror	Gradient Mirror
Polycarbonate	425,20 \$	N/A	485,95 \$	506, 20 \$	526, 45 \$	566,95 \$	566,95 \$	N/A
Hi-Index 1.67	N/A	N/A	N/A	\$420.00	N/A	N/A	N/A	N/A

RAY-BAN® PROGRESSIVE AMPLIFIED
Clear and comfortable vision under the sun, at all distances.

Additional Ray-Ban® Lens Options:

- Clear on Sun** - Clear lenses in a sun frame.
- Flat Lens** - Single Vision lens design compatible with Flat Look frames.
- Chromance** - The most advanced polarized Ray-Ban® sun with Contrast Enhancement Technology that allows the eyes to experience colors of the world in a more vividly.

LENS COLORS											
Chromance		Non-Polarized: Flat & Solid				Polarized: Flat & Solid			Polarized Gradient		
Green Base with Blue or Gold Mirror		B15	G15	Blue		B15	G15	Blue Grey Brown			
Grey Base with Silver Mirror		Lilac	Lapis Blue	Blush Rose	Mirror: Copper	Blue	Mirror: Orange	Silver			



Oakley® True Digital™ optimizes vision, minimizes blurring and reduces peripheral distortions.

Oakley® provides a wide range of materials across a broad design spectrum. Each complete pair comes with these best-in-class lens features:



Oakley® True Digital™



Authentic Oakley® "O"



UV Protection



Scratch Resistant



Anti-static



Smudge (oil) Repellent



Water Repellent

Clear ▶

Sun ▶



Single Vision

	Comprend Oakley® Stealth™ AR			
	Oakley® True Digital™	Essential Plus	Oakley® Clair on Solaire	Oakley® Max Edge
Polycarbonate	366,55 \$	322,00 \$	366,55 \$	392,15 \$
Hi-Index 1.67	467,80 \$	423,25 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	569,00 \$	524,45 \$	N/A	N/A
Plastic	305,80 \$	261,25 \$	N/A	N/A

ENHANCEMENTS:				
● Transitions® GEN S™ + \$157,85 (Not available Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® + \$175,45 (Not available in Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)				
Blue Light Filter + \$60,75 (Not available in Oakley® Clear on Sun or Max Edge)				

- OAKLEY® TRUE DIGITAL™**
Clear and precise vision, in any gaze direction. Visual acuity across the lens.
- OAKLEY® ESSENTIAL PLUS | CONVENTIONAL**
Everyday clarity with uncompromised vision.
- OAKLEY® CLEAR ON SUN | DIGITAL**
Clear lenses in a sun frame.
- OAKLEY® MAX EDGE | DIGITAL**
Sharp vision, bold edge- used with higher prescriptions.

Progressive

	Includes Oakley® Stealth™ AR			
	Oakley® True Digital™ Advanced Plus	Oakley® True Digital™ II	Oakley® Clair on Solaire	Oakley® Max Edge
Polycarbonate	591,25 \$	531,25 \$*	591, 25 \$	670,85 \$
Hi-Index 1.67	692,50 \$	632,50 \$	N/A	N/A
Hi-Index 1.74	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic	530,50 \$	470,50 \$	N/A	N/A

ENHANCEMENTS:				
● Transitions® GEN S™ + \$157,85 (Not available Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® + \$175,45 (Not available in Oakley® Max Edge)				
● Transitions® XTRActive® Polarized™ (Not available in this design)				
Blue Light Filter + \$60,75 (Not available in Oakley® Clear on Sun or Max Edge)				

- OAKLEY® TRUE DIGITAL™ ADVANCED PLUS**
Advanced progressive lens with wide fields of vision for an accurate vision at all distances.
- OAKLEY® TRUE DIGITAL™ II**
Easy to adapt for clear and comfortable vision.
- OAKLEY® CLEAR ON SUN | DIGITAL**
Clear lenses in a sun frame.
- OAKLEY® MAX EDGE | DIGITAL**
Sharp vision, bold edge- used with higher prescriptions.

*Clear and Photo on Sun option also available



Single Vision

Includes Oakley® Stealth™ AR				
Oakley® True Digital™				
	Solid	Mirror	Prizm™	Prizm™ Polarized
Polycarbonate	423,85 \$	471,10 \$	525,05 \$	572,35 \$

OAKLEY® TRUE DIGITAL™ SINGLE VISION
High vision resolution under the sun.

Progressive

Includes Oakley® Stealth™ AR				
Oakley® True Digital™				
	Solid	Mirror	Prizm™	Prizm™ Mirror
Polycarbonate	558,85 \$	606,10 \$	660,05 \$	707,35 \$

OAKLEY® TRUE DIGITAL™ PROGRESSIVE
Clear and comfortable vision under the sun, at all distances.

Additional Oakley® Lens Options:

Clear on Sun – Clear lenses in a sun frame.

Oakley® Max Edge Authentic: Oakley® provides two lens options – **Standard Authentic** and **Max Edge Authentic**. Edge lenses are designed specifically for Oakley® Sun frames, curated to support higher prescriptions, and come in clear and sun options.

Standard is the primary option, as Edge is for extended prescriptions (min/max ranges noted on tag) and not available for all sun frames.

In Ciao! Optical, try Standard first. If that creates an error (out of range) and your Rx is within the tag Rx range printed, select Edge lens option.

	Standard OO Lenses	Max Edge OO Lenses
OO Sun Max Edge capable frame	AVAILABLE and the Rx restrictions are +2 to -3 Total Power	AVAILABLE for lenses above +2 to -3 Total Power up to the Rx restrictions listed on the frame tag (varies by model)
OO Sun NOT Max Edge capable frame	AVAILABLE. Rx restrictions listed on the frame tag (varies by model)	NOT AVAILABLE.

Prizm™ Sport
Increased contrast lenses

BRIGHT

- PRIZM™ DEEP WATER POLARIZED
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 12%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO
- PRIZM™ FIELD
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 15%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO

MIDLIGHT

- PRIZM™ FORD
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 20%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO
- PRIZM™ DARK GOLF
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 22%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO
- PRIZM™ GOLF
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 30%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO
- PRIZM™ TRAIL
BASE COLOR: ROSE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 30%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO

Prizm™ Everyday
Increased contrast lenses

BRIGHT

- PRIZM™ BLACK POLARIZED
BASE COLOR: GREY, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 11%
- PRIZM™ SAPPHIRE POLARIZED
BASE COLOR: GREY, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 12%
- PRIZM™ JADE POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 13% (11% FOR NON-POLAR)

MIDLIGHT

- PRIZM™ TUNGSTEN POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 14%
- PRIZM™ RUBY POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE, ENHANCED WITH PRIZM
RATE OF TRANSMISSION: 17%

Standard
Neutral contrast lenses

BRIGHT

- ICE IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 9% (10% FOR NON-POLAR)
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- BLACK IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE
RATE OF TRANSMISSION: 9% (11% FOR NON-POLAR)
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- 24K IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 11%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- EVERALD IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 13%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- TUNGSTEN IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE
RATE OF TRANSMISSION: 13%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- SAPPHIRE IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 13%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- VIOLET IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 16%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES

MIDLIGHT


- JADE IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 15% (11% FOR NON-POLAR)
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- RED IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE
RATE OF TRANSMISSION: 16%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- 4K IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 17%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO
- TORCH IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 17%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- RUBY IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 17%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- GREY POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 17%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- DEEP BLUE IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: GREY
RATE OF TRANSMISSION: 17%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO

MIDLIGHT

- BRONZE POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE
RATE OF TRANSMISSION: 18% (12% FOR NON-POLAR)
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: YES
- SHALLOW BLUE IRIDIUM POLARIZED
BASE COLOR: BRONZE
RATE OF TRANSMISSION: 21%
AVAILABLE IN NON-POLARIZED: NO

Prizm™ Snow New
Increased contrast lenses

- PRIZM SNOW BLACK** Base color: Prizm Snow Iridium coating: Yes
Available in Polarized: No
Light transmission: 11%
- PRIZM SNOW TORCH** Base color: Prizm Snow Iridium coating: Yes
Available in Polarized: No
Light transmission: 20%
- PRIZM SNOW SAPPHIRE** Base color: Prizm Snow Iridium coating: Yes
Available in Polarized: No
Light transmission: 15%



Mirrored Lenses: Not Just Good-Looking



- Reflect light away from the eye
- Deliver superior contrast
- Enhance visual acuity
- Scratch-resistant

C-WALL®: Scratch and Smudge Resistant



- Repels sweat, water and oils
- Easy cleaning to help keep your vision clear

Costa Waypoint		
	Color Enhance	Mirror Color Enhance
Single Vision Polarized	506,25 \$	587,20 \$
C-Scape Progressive Polarized	809,90 \$	890,90 \$
Varilux® Progressive Stylistic	931,40 \$	1 012,40 \$



Costa lenses were made with changing light conditions in mind. To get the most out of Costa lenses, it's important to choose the right color. At TeamVision, we offer six lens colors that range from variable light to extremely bright light with blinding glare. Mirror lenses reflect the light away from the eye and enhance visual acuity.

Lens Color	Best for	
	Blue Mirror Best for bright, full-sun situations on the open water and offshore.	• Boating and fishing in deep water • Open reflective water • Harsh sun
	Green Mirror Enhanced vision and contrast for fishing inshore and on flats.	• Sight fishing in full sun • High contrast
	Grey Silver Mirror A good everyday choice for activities on the water and land.	• Everyday activities • Overcast days • Reduces glare, especially off water
	Copper Silver Mirror Well-suited for stream fishing and other environments with varying light.	• Excellent for sight fishing • Everyday activities – most versatile • Cloudy days
	Grey Mirror A good everyday choice for activities on the water and land.	• All-around activities • Natural contrast
	Copper Cuts glare for eye comfort in a variety of situations, from sight fishing to driving.	• Excellent for sight fishing • Everyday activities – most versatile • Cloudy days



Inspired by Nature[®]

The brand's lens technology is designed to mimic how human eyes naturally perceive color, with a focus on blues, greens, and reds—just like a tropical paradise!



COLOR YOU CAN FEEL

Immerse yourself in a world of brilliant color on every outdoor adventure with frames crafted to be your trusted companion.

	Trivex	High Index	Polycarbonate
	Maui Brilliant	Maui Evolution®	Maui Pure®
Vision unique	650 \$	600 \$	550 \$
Progressif	810 \$	760 \$	710 \$

Full Mirrors only available on:

Maui Brilliant Lenses

POLARIZEDPLUS2 LENS TECHNOLOGY®

Color. Clarity. Detail.

PolarizedPlus2 technology goes beyond shielding your eyes from glare and harmful UV to reveal and enhance the world's true vivid colors in detail.

Maui Jim



MauiBrilliant™

Maui Jim's most advanced lens material that features optics nearly as clear as glass with just one-third of the weight.



Maui Evolution®

Maui Evolution leverages the best properties of SuperThin Glass and polycarbonate to create a high index, lightweight, scratch and impact resistant material.



MauiPure®

Our most popular lens material. It combines optics almost as crisp as SuperThin Glass with ultra lightweight and excellent scratch and shatter resistance.



HCL BRONZE
FULL SUN TO OVERCAST



MAUI HT
FULL SUN TO OVERCAST



NEUTRAL GREY
BRIGHT, DIRECT SUN



MAUI ROSE
FULL SUN TO OVERCAST

Power Range: +3 to -6.50

*Some frames have
power restrictions.

Maui Jim

BI-GRADIENT MIRROR



NEUTRAL GREY



HCL BRONZE



MAUI ROSE



MAUI HT

MAUIGRADIENT



NEUTRAL GREY



HCL BRONZE



MAUI ROSE



MAUI HT

FULL MIRRORS



BLUE HAWAII
Neutral Grey base lens



HAWAII LAVA
HCL Bronze base lens



MAUI SUNRISE
Maui Rose base lens



MAUI GREEN
Neutral Grey base lens

Full Mirrors only available on
Maui Brilliant Lenses



POLARIZATION

High efficiency polarized film, eliminates 99.9% of glare, *allowing your eyes to see more with less effort.*



FRONTSIDE TREATMENTS

Reduce the amount of light passing through the lens, *while providing a fashionable aesthetic.*



ANTI-REFLECTIVE TREATMENT

Applied to the back of the lens, neutralizes glare from behind, *providing better clarity and reduced eye fatigue.*



COLOR ENHANCEMENT

Enhances natural light instead of dimming it, *delivering exceptional color and clarity.*



UV & BLUE LIGHT PROTECTION

Blocks 100% of harmful UV rays and provides comprehensive solar blue light protection *to defend eye health.*



SCRATCH-RESISTANCE TREATMENT

Applied to the front and back of the lens, *enhances performance and durability.*



HYDROPHOBIC & OLEOPHOBIC TREATMENTS


Applied to both sides of the lens, shed water and repel grease, *making lenses easier to clean and maintain.*




 [Page de tarification des verres unifocaux](#)
[Page de tarification des verres progressifs](#)

SunFit™ & SunFocus™ Lentilles

Tint + Polarized



Gradient



Mirror

